



**Zaawansowane rozwiązania w
opiece pierwszego kontaktu**

Katalog produktów



Hillrom™

Zaawansowane rozwiązania w opiece pierwszego kontaktu

Katalog produktów

4

MONITOROWANIE PACJENTA

11

POMIAR CIŚNIENIA KRWI

18

POMIAR TEMPERATURY

22

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA

30

BADANIA FIZYKALNE

44

ZDROWIE KOBIET

46

OŚWIETLENIE MEDYCZNE

50

PROGRAMY SERWISOWE, GWARANCJE I WYMIANY



SZYBSZE DIAGNOZOWANIE I LECZENIE

**Im wcześniej postawiona
diagnoza, tym większy
wybór skutecznych opcji
terapeutycznych.**



MONITOROWANIE PACJENTA

Dzięki prostym, bezpiecznym i zintegrowanym rozwiązaniom w zakresie monitorowania pacjentów personel medyczny ma natychmiastowy dostęp do parametrów funkcji życiowych.



DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA

Szybsze i dokładniejsze wykrywanie i diagnozowanie chorób serca dzięki prostym, bezpiecznym i zintegrowanym rozwiązaniom EKG.



BADANIA FIZYKALNE I DIAGNOSTYKA

Im wcześniej postawiona diagnoza, tym większy wybór skutecznych opcji terapeutycznych. Dowiedz się, w jaki sposób nasza kompleksowa gama aparatury do badań fizykalnych może w tym pomóc.




Monitorowanie pacjenta



NACIŚNIJ TUTAJ
LUB ZESKANUJ, ABY
ODWIEDZIĆ STRONĘ




Szybki i zautomatyzowany pomiar funkcji życiowych z opcją automatycznej transmisji do systemu elektronicznej dokumentacji pacjenta wprost z miejsca badania zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, skraca czas podejmowania decyzji klinicznych oraz usprawnia pracę personelu medycznego, eliminując ryzyko.




Monitory Connex® firmy Welch Allyn

Monitory funkcji życiowych Connex® Vital Signs i Connex® Spot umożliwiają dokładne pomiary funkcji życiowych oraz ocenę parametrów wczesnego ostrzegania o stanie pacjenta (EWS); co więcej, można je wyposażać w opcjonalne funkcje monitorowania EKG i czynności oddechowej.



Stacja centralna Connex®

Stacja centralna Connex umożliwia personelowi szpitala szybki dostęp do danych i parametrów wszystkich pacjentów w jednym miejscu.



Zdalne zarządzanie SmartCare™

Pozwala na ciągłe i bezzwłoczne zarządzanie wszystkimi urządzeniami podłączonymi do sieci, co gwarantuje optymalne funkcjonowanie sprzętu. Utrzymaj kontrolę nad funkcjonowaniem i stanem aparatury, aktywnie zarządzając nią z jednej lokalizacji zdalnej.

Monitor Connex® Spot (CSM)

Poznaj opcje monitorowania na oddziałach ogólnych — od pomiaru funkcji życiowych przez ocenę wskaźników wczesnego ostrzegania po monitorowanie interwałowe — dzięki простemu i bezpiecznemu rozwiązaniu z możliwością integracji z systemem szpitalnym HIS.

Popraw wydajność pracy i efektywność leczenia pacjentów, rejestrując pełen zestaw funkcji życiowych w czasie krótszym niż minuta. Monitor Connex Spot, wyposażony w intuicyjny w obsłudze kolorowy ekran dotykowy, zapewnia dokładne pomiary funkcji życiowych, opcje uśredniania ciśnienia krwi, ocenę pacjenta na podstawie niestandardowych wskaźników i kontrolę wyrwykową lub monitorowanie interwałowe. Bezpieczna łączność z systemem elektronicznej dokumentacji pacjenta pozwala przysyłać dane funkcji życiowych do karty pacjenta bezpośrednio z miejsca badania — ograniczając ręczny zapis danych, aby zminimalizować liczbę błędów, co pozwala personelowi poświęcić więcej czasu pacjentom. Dostosuj urządzenie do potrzeb placówki dzięki możliwości rozbudowy i niestandardowym konfiguracjom. Wskaźniki wczesnego ostrzegania EWS ułatwiają wykrywanie objawów pogorszenia się stanu pacjenta i umożliwiają szybszą reakcję zespołów wczesnego reagowania. Funkcja uśredniania ciśnienia krwi pozwala niezawodnie wykrywać nadciśnienie. Szeroki wybór opcji montażu i stojaków mobilnych oraz technologii pomiaru temperatury i pulsoksymetrów. Co więcej, istnieje możliwość wyboru preferowanej metody komunikacji z HIS.



Cechy

- Pomiar ciśnienia krwi w zaledwie 15 sekund dzięki technologii SureBP®
- Niezawodne wykrywanie nadciśnienia dzięki uśrednianiu ciśnienia tętniczego
- Pomiar temperatury termometrem SureTemp® Plus i/lub termometrem dousznym Braun ThermoScan® PRO 6000
- Pomiary SpO2 w technologiach firmy Masimo®, Nellcor® lub Nonin®
- Wyrwykowy pomiar częstości oddechów dzięki technologii Masimo® RRp®
- Połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji pacjenta przez WiFi® lub Ethernet
- Automatyczne wskaźniki wczesnego ostrzegania EWS ułatwiające identyfikację oznak pogorszenia stanu pacjenta
- Wybór trybów pracy dla optymalnego dokumentowania parametrów funkcji życiowych pacjenta oraz dodatkowych danych pomiarowych
- Możliwość dostosowania urządzenia dzięki mobilnym stojakom, uchwytom ściennym oraz zintegrowanym systemom diagnostycznym
- Ochrona danych osobowych pacjentów poprzez szyfrowanie danych i dodatkowe funkcje bezpieczeństwa określone przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD)

Prosta obsługa

Kolorowy ekran dotykowy zaprojektowany z myślą o prostej i intuicyjnej obsłudze

Bezpieczeństwo

Szyfrowanie danych i zabezpieczenia zatwierdzone przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych

Komunikacja

Transfer danych do elektronicznej dokumentacji pacjenta bezpośrednio z miejsca pomiaru to poprawa dokładności i szybsza diagnoza pacjentów.

Dokładność

Algorytm pomiaru ciśnienia krwi rejestruje dokładne odczyty pomimo ruchu pacjenta

Zaawansowane funkcje komunikacji i bardzo konkurencyjna oferta

Dzięki ścisłej współpracy z ponad 150 wiodącymi firmami zajmującymi się obsługą elektronicznej dokumentacji pacjentów (EMR) — w tym Cerner® i DataSel® — rozwiązania firmy Welch Allyn zapewniają doskonałą komunikację z systemami HIS z pełnym wsparciem technicznym.

- Eliminacja błędów i pominięć wynikających z ręcznego wprowadzania danych dzięki zautomatyzowanemu transferowi wyników pomiarów i innych danych bezpośrednio do elektronicznej dokumentacji pacjenta
- Zgodność z większością sieci bezprzewodowych i protokołów zabezpieczeń
- Zaawansowana identyfikacja pacjenta z dwustopniowym protokołem potwierdzania nazwiska umożliwia szybkie podejmowanie świadomych decyzji

Obsługa obowiązującego w placówce protokołu wczesnego ostrzegania EWS.

Aplikacja Connex Scoring to opcjonalne narzędzie skoringowe dostępne w miejscu badania, które można dostosować do protokołów obowiązujących w placówce. Aplikacja Connex Scoring umożliwia lekarzom dokumentowanie i monitorowanie objawów pogarszania się stanu pacjenta oraz szybkie podejmowanie świadomych decyzji.

- Możliwość tworzenia niestandardowych kalkulacji kryteriów oceny pacjenta lub dostosowywania ich do wymogów krajowych
- Nawet 6 niestandardowych skal oceny pacjenta ułatwiających podejmowanie decyzji klinicznych w miejscu badania
- Automatyzacja kalkulacji, ocen, ewaluacji ryzyka upadków lub innych danych zarejestrowanych przez urządzenia przytóżkowe
- Możliwość rejestrowania dodatkowych danych (do 20 niestandardowych modyfikatorów), takich jak bilans płynów lub stan świadomości pacjenta
- Możliwość dostosowywania komunikatów ostrzegawczych w oparciu o kalkulacje



Możliwość wyboru optymalnego sposobu montażu monitora



Uchwyt do montażu ściennego z koszykiem
7000-GCX



Podstawa biurkowa
7000-DST



Standardowy stojak z koszykiem
7000-MS3



Stojak z powierzchnią roboczą i systemem organizacji akcesoriów
7000-MWS



Stojak z akumulatorem i systemem organizacji akcesoriów (APM)
7000-APM

Monitor funkcji życiowych Connex® Vital Signs (CVSM)

Jedno proste rozwiązanie do monitorowania ciągłego, interwałowego i wyrwykowego, które pomaga w rejestrowaniu parametrów funkcji życiowych pacjenta.

Ponieważ na oddziałach ogólnych jest coraz więcej pacjentów zmagających się z cięższymi chorobami, niezbędne jest rozwiązanie do monitorowania funkcji życiowych, które może nieprzerwanie monitorować pacjentów — nawet wtedy, gdy nie można tego zrobić osobiście. Z pomocą przychodzi monitor funkcji życiowych Connex® Vital Signs firmy Welch Allyn®. Jego intuicyjny interfejs z kolorowym ekranem dotykowym usprawnia pracę i szkolenia. Możliwość przystosowania do większości trybów klinicznych oraz wymagań w różnych obszarach opieki zdrowotnej o niższej intensywności terapii. Monitor wykonuje pomiary pulsoksymetrii, nieinwazyjne pomiary ciśnienia krwi (NIBP), temperatury, końcowo-wydechowego CO₂ (EtCO₂), pomiar częstości oddechów i nie tylko. Każdy pacjent jest wyjątkowy — dlatego urządzenie wyposażono w wiele profili umożliwiających monitorowanie ciągłe, interwałowe, wyrwykowe pomiary funkcji życiowych i uśrednianie, dzięki czemu spełnia ono wymogi na różnych oddziałach w całej placówce. Bezprzewodowa komunikacja z elektroniczną dokumentacją pacjenta zapewnia personelowi dostęp do informacji o pacjencie w czasie rzeczywistym i pomaga ograniczyć liczbę błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. W przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka dodatkowe funkcje, takie jak wczesne ostrzeganie i pomiary etCO₂, mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez szybsze rozpoznawanie pogorszenia stanu pacjenta. Prosta obsługa. Bezpieczeństwo. Komunikacja.



Cechy

- Pomiar ciśnienia krwi w zaledwie 15 sekund dzięki technologii SureBP®
- Opcje konfiguracji trybów pracy dla optymalnego dokumentowania parametrów funkcji życiowych pacjenta oraz dodatkowych danych pomiarowych
- Pomiar temperatury termometrem SureTemp® Plus lub Braun ThermoScan® PRO 6000
- Automatyczne wskaźniki wczesnego ostrzegania EWS ułatwiające identyfikację oznak pogorszenia stanu pacjenta
- Pomiary pulsoksymetryczne za pomocą czujników SpO₂ firmy Masimo® lub Nellcor®
- Szybki i bezpieczny dostęp do urządzenia dzięki funkcji pojedynczego logowania (w tym integracja z technologią firmy Imprivata®)
- Kapnografia (etCO₂) Microstream firmy Medtronic® ze zintegrowanym wskaźnikiem płucnym (IPI)
- Możliwość połączenia z wagami Detecto®, Health o meter® i SECA
- Nieinwazyjne monitorowanie ciągłe hemoglobiny całkowitej (SpHb) i częstości oddechów za pomocą technologii akustycznej (RRa) firmy Masimo
- Możliwość poszerzenia zakresu funkcji dzięki monitorowaniu 3- lub 5-odprowadzeniowego EKG, co ułatwia identyfikację zagrażających życiu arytmii i śledzenie aktywności serca
- Integracja ze stacjami centralnymi Connex umożliwiającą scentralizowanie monitorowania i zarządzanie alarmami
- Ochrona danych osobowych pacjentów poprzez szyfrowanie danych i dodatkowe funkcje bezpieczeństwa zatwierdzone przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD)
- Połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji pacjenta przez WiFi® lub Ethernet

Prosta obsługa

Płynne przejście od kontroli wyrwykowej do monitorowania ciągłego

Bezpieczeństwo

Szyfrowanie danych i funkcje bezpieczeństwa zatwierdzone przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych

Komunikacja

Wydajne wysyłanie danych pacjenta do systemu elektronicznej dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia dokładności

Ciągłość

Szybkie wykrywanie pogorszenia stanu pacjenta dzięki ciągłemu monitorowaniu

Większe bezpieczeństwo inwestycji dzięki możliwości modernizacji urządzeń

Monitory można wyposażać w każdą z opcjonalnych funkcji, co pozwala dostosować je do potrzeb danej placówki. Możliwość tworzenia niestandardowych kalkulacji oceny pacjenta lub dostosowywania ich do wymogów krajowych



Opcjonalna funkcja zapisu EKG z 3 lub 5 odprowadzeń



Opcjonalny pomiar stężenia hemoglobiny całkowitej w technologii Masimo® (SpHb)



Opcjonalny pomiar czynności oddechowej za pomocą sygnału akustycznego w technologii Masimo® (RRa)



Opcjonalny pomiar kapnograficzny w technologii Covidien® Microstream® (etCO2)

Zintegrowany system ścienny Connex® (CIWS)

Kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta i dokumentacja pomiarów funkcji życiowych w jednym wygodnym systemie. CIWS to kompletne rozwiązanie do oceny wyników pomiarów funkcji życiowych i ogólnego stanu pacjentów, wyposażone w funkcję komunikacji z elektroniczną dokumentacją pacjenta (EMR).

Connex Integrated Wall System eliminuje konieczność czasochłonnego poszukiwania sprzętu i akcesoriów w obrębie placówki. Umożliwia lekarzom natychmiastowy podgląd wyników z opcją transferu do elektronicznej dokumentacji pacjenta / systemu HIS.



Cechy

- Pełna dokumentacja funkcji życiowych oraz badań fizykalnych w JEDNYM, prostym w użyciu, systemie:
- Wyniki pomiarów funkcji życiowych można wysłać bezpośrednio do elektronicznej karty pacjenta > Szybki, 15-sekundowy nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego i częstości tętna SureBP®
- Pomiar temperatury termometrem SureTemp Plus i/lub termometrem dousznym Braun ThermoScan PRO 6000
- Technologie pomiaru SpO2 firm Masimo® i Nellcor®
- Nieinwazyjne monitorowanie całkowitego poziomu hemoglobiny w technologii firmy Masimo (opcja)
- Pomiar ciśnienia krwi w trybach: noworodek, dziecko i dorosły
- Tryb interwałowego monitorowania ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną z opcją indywidualnego dostosowywania interwałów
- Programowalne alarmy wizualne i dźwiękowe pomiaru ciśnienia, SpO2, temperatury i częstości tętna > Zintegrowane rękojeści 3,5 V do badań fizykalnych

Otwarta konstrukcja umożliwia rozszerzenie o nowe opcje.

- Możliwość modernizacji urządzenia i rozszerzania zakresu funkcji stosownie do potrzeb
- Kompatybilność z modułami wykorzystującymi technologie firmy Welch Allyn oraz firm partnerskich
- Szybszy zwrot z inwestycji dzięki możliwości aktywowania nowych funkcji po zakupie

Cztery porty USB umożliwiające podłączenie następujących akcesoriów:

- Przyłóżkowy moduł EKG
- Kompatybilna cyfrowa waga medyczna
- Skaner kodów kreskowych

Monitor funkcji życiowych Spot Vital Signs 4400

Monitor funkcji życiowych Spot Vital Signs® 4400 ułatwia rejestrowanie, dokumentowanie oraz uzyskiwanie dostępu do odczytów funkcji życiowych pacjenta, pozwalając poświęcić całą uwagę temu, co najważniejsze — pacjentom.

Monitor funkcji życiowych Spot Vital Signs 4400 firmy Welch Allyn to proste, wielofunkcyjne urządzenie do pomiaru funkcji życiowych pacjenta. Szybkie pomiary pełnego zestawu parametrów funkcji życiowych do odczytu z ekranu głównego. Nasze technologie SureBP® i SureTemp® Plus, które są zintegrowane z urządzeniem, gwarantują szybkość i dokładność pomiarów. Dzięki funkcji uśredniania wyników pomiarów ciśnienia tętniczego krwi można wykonywać wiele odczytów ciśnienia tętniczego w celu lepszego wykrywania nadciśnienia.

Uwaga: niektóre produkty/elementy opcjonalne nie są dostępne w sprzedaży w niektórych krajach. Informacje na temat dostępności można uzyskać u lokalnego przedstawiciela



Cechy

- Technologia SureBP umożliwia rejestrację ciśnienia krwi w ciągu zaledwie 15 sekund
- Funkcja uśredniania wyników pomiarów ciśnienia tętniczego zapewnia dokładne wykrywanie nadciśnienia
- Technologia pomiaru temperatury w ustach / pod pachą SureTemp Plus
- Opcja wykonywania pomiarów SpO2 w technologii firmy Nonin®
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" ułatwiający pracę
- Opcje zapisywania parametrów świadczących o stanie zdrowia pacjenta (np. częstość oddechów i BMI)
- Dostarczany z jednym mankietem do pomiaru ciśnienia krwi dla pacjentów dorosłych

Prosta obsługa

Prosty w użyciu ekran dotykowy i intuicyjny interfejs.

Niezawodność

Gwarancja klinicznej dokładności wyników i standaryzacji pomiarów.


Wszechstronność

Pomiar temperatury, ciśnienia krwi, tętna i SpO2.

Pomiar ciśnienia krwi



Szeroki asortyment cyfrowych i ręcznych sfigmomanometrów oraz mankietów do pomiaru ciśnienia krwi umożliwia pełną standaryzację oraz uzyskiwanie dokładnych i ujednoliconych wyników pomiarów ciśnienia tętniczego krwi w każdych warunkach klinicznych.



NACIŚNIJ TUTAJ
LUB ZESKANUJ, ABY
ODWIEDZIĆ STRONĘ



Cyfrowy miernik ciśnienia krwi Connex® ProBP™ 3400

Dokładne i wiarygodne odczyty ciśnienia krwi zawsze pod ręką.

Szybkie i dokładne odczyty za pomocą podręcznego miernika dzięki technologii SureBP™ firmy Welch Allyn. Dzięki tej technologii pomiar ciśnienia krwi jest wykonywany podczas napełniania mankietu, czyli w ciągu około 15 sekund — szybko i wygodnie.

Cechy

- Mały, poręczny i ergonomiczny miernik ułatwiający wykonywanie pomiarów podczas obchodu lub segregacji typu triage
- Technologia SureBP™, gwarantująca kliniczną jakość pomiarów, umożliwia szybki i dokładny pomiar ciśnienia krwi w 15 sekund, zwiększając komfort pacjenta i ograniczając ryzyko błędu nawet przy ruchu pacjenta lub słabym tętnie
- Kompatybilny z mankietami do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarach od małego dziecięcego (12 cm) do udowego (55 cm)
- Możliwość konfiguracji pod kątem różnych procedur badania i potrzeb pacjenta



Mocowanie
ścienne



Wersja
podręczna



Mocowanie
biurkowe



Mobilny stojak

Ciśnieniomierz cyfrowy ProBP™ 2000 firmy Welch Allyn®

Wystarczy jedno dotknięcie, aby uzyskać szybki odczyt ciśnienia krwi dzięki technologii SureBP® i zatrzaskowym złączom mankietu FlexiPort®.

Cechy

- Niezawodność. Szybkość. Wygoda.
- Naciśnięcie jednego przycisku sprawia, że nasz ciśnieniomierz cyfrowy ProBP 2000 rejestruje odczyty w około 20 sekund, co pozwala uniknąć przestojów podczas pracy w dynamicznym środowisku klinicznym.
- Nasz innowacyjny algorytm uśredniania SureBP umożliwia szybkie rejestrowanie odczytów ciśnienia krwi w trakcie napełniania mankietu, zapewniając pacjentowi komfort.
- Urządzenie jest kompatybilne z wielorazowymi mankietami do pomiaru ciśnienia krwi FlexiPort firmy Welch Allyn, od rozmiaru 9 dla dzieci do rozmiaru 13 do założenia na udo, i spełnia wymagania norm AAMI dotyczące dokładności.



2000	Ciśnieniomierz ProBP 2000 z mankietem wielokrotnego użytku FlexiPort do pomiaru ciśnienia krwi dla pacjentów dorosłych (rozmiar 11) i 4 bateriami AA
2000-P	Ciśnieniomierz ProBP 2000 z mankietem wielokrotnego użytku FlexiPort do pomiaru ciśnienia krwi dla pacjentów dorosłych (rozmiar 11), 4 bateriami AA i zasilaczem

Sfigmomanometry ściennie/przenośne serii 767

Uniwersalny ścienny i przenośny ciśnieniomierz z serii 767 o ulepszonej ergonomii i nowoczesnej stylistyce to dobry wybór zapewniający dokładne i niezawodne pomiary w całej placówce.

Bazujący na blisko stuletnim doświadczeniu firmy Welch Allyn w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii pomiaru ciśnienia krwi, ciśnieniomierz 767 to optymalny wybór gwarantujący dokładne i wiarygodne odczyty w całej placówce. Ulepszona ergonomia i nowoczesna konstrukcja sprawiają, że ten ciśnieniomierz, opracowany z myślą o poprawie wydajności pracy personelu i placówki, jest łatwy w użyciu. Laserowo grawerowana skala, wycofana dla eliminacji efektu paralaksy oraz wskaźnik o wysokim kontraście zapewnia potwierdzoną dokładność w celu zmniejszenia liczby błędów i zwiększenia jakości opieki nad pacjentem.

7670-01	Ścienny ciśnieniomierz aneroidowy serii 767 z przeznaczonym dla pacjentów dorosłych mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku
7670-10	Mobilny ciśnieniomierz aneroidowy serii 767 z przeznaczonym dla pacjentów dorosłych mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku
7670-16	Stołowy ciśnieniomierz aneroidowy serii 767 z przeznaczonym dla pacjentów dorosłych mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku



Cechy

- Dożywotnia gwarancja na kalibrację obniża koszty posiadania
- Nowa pięcionożna podstawa zapewnia lepszą stabilność i zwrotność
- Certyfikowana dokładność do ± 3 mmHg
- Nie zawiera lateksu i rtęci

Ciśnieniomierze ręczne Linii Platynowej DS58

Niedościgniona niezawodność w tradycyjnym, poręcznym urządzeniu z bezprzekładniową technologią DuraShock™.

- Bezprzekładniowa technologia DuraShock™
- Certyfikowana dokładność do ± 3 mmHg
- Laserowo grawerowana tarcza zapewnia dokładność odczytu
- Trwały mechanizm oparty na kamieniach szlachetnych
- Dożywotnia gwarancja na kalibrację
- Dla bezpieczeństwa nie zawiera lateksu
- Zawór spustowy ze śrubą radełkową i ergonomiczna gruszka do napełniania
- Niedościgniona niezawodność w tradycyjnej, poręcznej formie
- Zaprojektowany z myślą o zwiększeniu komfortu
- Wytrzymuje upadek z wysokości 60 cali, przekracza wymagania norm AAMI w zakresie odporności na wstrząsy



Ciśnieniomierze z zaworem spustowym Linii Żółtej DS66

Niedościgniona niezawodność dzięki unikatowemu mechanizmowi spustowemu i bezprzekładniowej technologii DuraShock™.

- Bezprzekładniowa technologia DuraShock™
- Certyfikowana dokładność do ± 3 mmHg
- Niedościgniona niezawodność dzięki unikatowemu mechanizmowi spustowemu
- Wytrzymuje upadek z wysokości 30 cali
- Trwały mechanizm oparty na kamieniach szlachetnych
- Laserowo grawerowana tarcza zapewnia dokładność odczytu
- 15-letnia gwarancja na kalibrację
- Miękki, wygodny uchwyt i deflacyjny zawór spustowy zapewniają płynną obsługę jednym palcem
- Dla bezpieczeństwa nie zawiera lateksu



Ciśnieniomierze ręczne DuraShock™ Linii Srebrnej DS55 i DS45

Ciśnieniomierze DuraShock DS55 firmy Welch Allyn są wyposażone w wysokiej klasy obrotowy zawór spustowy oraz etykiety identyfikacyjne, które można indywidualnie opisać. Ciśnieniomierz DS45 to unikatowe rozwiązanie — manometr zintegrowany jest z mankietem, co pozwala zmniejszyć rozmiary i wagę urządzenia

- Laserowo grawerowana tarcza zapewnia dokładność
- Wyjątkowa odporność na wstrząsy zapewnia dokładne pomiary i niższe koszty użytkowania
- 10-letnia gwarancja na kalibrację

- Doskonała estetyka
- Wykonano bez użycia gumy z lateksu naturalnego
- Model DS55 jest dostępny w czterech kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym i czarnym



DS45-11



DS-5541-149

Ciśnieniomierze ręczne DuraShock™ Linii Brązowej DS54 i DS44

Model DS54 wyposażony jest w wysokiej klasy obrotowy zawór spustowy. Ciśnieniomierz Linii Brązowej DS44 to unikatowe rozwiązanie — manometr zintegrowany jest z mankietem, co pozwala zmniejszyć rozmiary i wagę urządzenia.

- Wyjątkowa odporność na wstrząsy zapewnia dokładne pomiary i niższe koszty użytkowania
- 5-letnia gwarancja na kalibrację
- Wykonano bez użycia gumy z lateksu naturalnego



DS44-11



Technologia FlexiPort® — standaryzacja mankietów do pomiaru ciśnienia krwi

Technologia standaryzacji mankietów FlexiPort to innowacyjne, łatwe w użyciu rozwiązanie umożliwiające zmniejszenie wydatków. Jednopunktowe złącze FlexiPort to praktyczne rozwiązanie pozwalające na stosowanie mankietów FlexiPort firmy Welch Allyn z niemal dowolnym urządzeniem do pomiaru ciśnienia krwi, eliminujące problemy występujące w przypadku tradycyjnych przewodów i złączy. Technologia FlexiPort jest dostępna w trzech unikatowych rodzajach mankietów do różnych zastosowań szpitalnych: mankiety wielokrotnego użytku, mankiety jednorazowe i mankiety dla jednego pacjenta.



Co to jest złącze FlexiPort?

Złącze FlexiPort zapewnia jednopunktowe połączenie między urządzeniem a mankietem.



Wielorazowe mankiety FlexiPort® do pomiaru ciśnienia krwi

Szybsza standaryzacja dzięki mankietom zgodnym ze wszystkimi urządzeniami do pomiaru ciśnienia krwi i monitorami pacjenta.

Zainwestuj w łatwe w użyciu i niedrogie mankiety wielokrotnego użytku. Jednopunktowe połączenie zatrzaskowe FlexiPort zostało zaprojektowane w celu uproszczenia podłączania dzięki zredukowaniu liczby przewodów i złączy mankieta. Dokładne wyniki pomiarów ciśnienia krwi zależą od właściwego doboru rozmiaru mankieta (dla niemowląt i dla dorosłych). Dlatego też szybka i łatwa wymiana mankieta odpowiedniego dla danego pacjenta zwiększa precyzję badania. Obawiasz się o przeniesienie zakażeń, a dezynfekcja stanowi wyzwanie? Oferujemy również jednorazowe mankiety FlexiPort.



Cechy

- Technologia FlexiPort umożliwia stosowanie każdego mankieta jako mankieta jedno- lub dwuprzewodowego
- Możliwość obrotu gniazda w celu zwiększenia komfortu pacjenta
- Materiały nie zawierają gumy z lateksu naturalnego
- Zgodność z najnowszymi, opublikowanymi przez organizacje AAMI i AHA wytycznymi klinicznymi określającymi sposób poprawnego zakładania mankietów
- Rozmiary są oznaczone kolorami, dzięki czemu łatwiej znaleźć odpowiedni mankiet
- Dostępnych jest 13 rozmiarów, od najmniejszego rozmiaru dla noworodków do największego rozmiaru dla dorosłych (w tym na uda)

Jednorazowe mankiety FlexiPort® do pomiaru ciśnienia krwi

Jednorazowe mankiety FlexiPort® do pomiaru ciśnienia krwi z technologią złączy FlexiPort stanowią niezawodne rozwiązanie w szpitalach.

To rozwiązanie w postaci mankietu do pomiaru ciśnienia krwi pozwoli ujednolicić metody pracy, co przyczyni się do zwiększenia efektywności, a co za tym idzie — bezpieczeństwa pacjenta. Jednopunktowe złącze FlexiPort® to sekret stojący za kompletną standaryzacją mankietów. Ta praktyczna innowacja umożliwia stosowanie mankietów FlexiPort firmy Welch Allyn z niemal dowolnym urządzeniem do pomiaru ciśnienia krwi, tym samym eliminując problemy występujące w przypadku tradycyjnych przewodów i złączy mankietów. Dokładne wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego zależą od właściwego rozmiaru mankietu. Dlatego też można łatwo dobrać większy lub mniejszy rozmiar mankietu w zależności od obwodu ramienia pacjenta.



Cechy

- Technologia FlexiPort umożliwia stosowanie każdego mankietu jako mankietu jedno- lub dwuprzewodowego
- Możliwość obrotu gniazda w celu zwiększenia komfortu pacjenta
- Miękka lub winylowa tkanina umożliwia dopasowanie do preferencji każdego pacjenta
- Zgodność z najnowszymi wersjami wszystkich wytycznych klinicznych dotyczących poprawnego mocowania mankietów opublikowanych przez organizacje AAMI i AHA
- Rozmiary są oznaczone kolorami, dzięki czemu łatwiej znaleźć odpowiedni mankiety
- Dostępnych jest 13 rozmiarów, od rozmiaru małego dla noworodków do rozmiaru dużego dla dorosłych (w tym na uda)

Mankiety FlexiPort® EcoCuff® do pomiaru ciśnienia krwi przeznaczone dla jednego pacjenta

Te mankiety przeznaczone dla jednego pacjenta pozwalają obniżyć wydatki szpitala, zmniejszyć liczbę zakażeń krzyżowych oraz zredukować negatywny wpływ na środowisko.

Zmniejsz ryzyko zakażenia krzyżowego. Kontroluj koszty. Zmniejsz negatywny wpływ szpitala na środowisko. Dzięki przeznaczonym dla jednego pacjenta mankietom do pomiaru ciśnienia krwi FlexiPort EcoCuff jest to nie tylko możliwe, ale wręcz proste.



Ecocuff-09	Mankiet EcoCuff, dla dzieci, 15–21 cm**
Ecocuff-10	Mankiet EcoCuff, dla dorosłych, mały, 20–28 cm**
Ecocuff-11	Mankiet EcoCuff, dla dorosłych, 27–38 cm**
Ecocuff-12	Mankiet EcoCuff, dla dorosłych, duży, 33–45 cm**
HOLDER-C	Akcesorium do przechowywania mankietów FlexiPort ECO mocowane do ściany (na opakowanie mankietów EcoCuffs dla dzieci)
HOLDER-SA	Akcesorium do przechowywania mankietów FlexiPort ECO mocowane do ściany (na opakowanie z mankietami EcoCuffs dla dorosłych w rozmiarze małym)
HOLDER-A	Akcesorium do przechowywania mankietów FlexiPort ECO mocowane do ściany (na opakowanie z mankietami EcoCuffs dla dorosłych)
HOLDER-LA	Akcesorium do przechowywania mankietów FlexiPort ECO mocowane do ściany (na opakowanie z mankietami EcoCuffs dla dorosłych w rozmiarze dużym)

* Źródło: informacje oparte na niezależnej analizie cyklu użytkowania przeprowadzonej w ośrodku Center of Sustainable Production w Rochester Institute of Technology i porównującej mankiety EcoCuff z tradycyjnymi jednorazowymi mankietami do pomiaru ciśnienia krwi FlexiPort, a także z tradycyjnymi mankietami Trimline używanymi według modelu jeden mankiety na pacjenta.
** 50 mankietów w pudełku, 2 pudełka w opakowaniu

Cechy

- Dostępne w czterech rozmiarach, dzięki czemu można je stosować u 90% pacjentów w USA
- Wystarczająco trwałe, aby wytrzymać cały okres hospitalizacji pacjenta
- Jednopunktowy port połączeniowy FlexiPort firmy Welch Allyn
- System dopasowania rozmiaru pozwala uniknąć błędów podczas zakładania mankietów
- Produkt nadaje się do recyklingu
- Nawet o 60% mniejszy negatywny wpływ na środowisko niż w przypadku tradycyjnych mankietów do pomiaru ciśnienia krwi
- Zgodność z najnowszymi wytycznymi klinicznymi AAMI i AHA określającymi sposób poprawnego zakładania mankietów
- Produkt nie zawiera BPA, DEHP, lateksu ani PVC

Miękkie, jednorazowe mankiety dla noworodków

Jednorazowe mankiety pomagające unikać zakażeń krzyżowych w miejscach wysokiego ryzyka. Niezawodne, łatwe w użyciu i niedrogie.

NEO-1-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 1, 1-przewodowy (10 szt.), dostępny również 2-przewodowy
NEO-2-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 2, 1-przewodowy (10 szt.), dostępny również 2-przewodowy
NEO-3-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 3, 1-przewodowy (10 szt.), dostępny również 2-przewodowy
NEO-4-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 4, 1-przewodowy (10 szt.), dostępny również 2-przewodowy
NEO-5-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 5, 1-przewodowy (10 szt.), dostępny również 2-przewodowy
NEO-MLT-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, 1-przewodowy, 5 szt. w opakowaniu, po 1 z każdego rozmiaru, dostępny również 2-przewodowy
5082-301	Złącze NeoQuick, zgodne z wymogami ISO, męskie, 1/8 cala, gwintowane (10 szt.)
5082-302	Złącze NeoQuick, zgodne z wymogami ISO, męskie, 3/32 cala, gwintowane (10 szt.)



Cechy

- Miękki, wygodny materiał z włókny DuPont® Sontara® jest trwały i nie zawiera lateksu
- Oznaczenia obwodu ramienia / wskaźniki na zewnątrz mankieta ułatwiają dobranie rozmiaru
- Oznaczenie barwne ułatwia identyfikację rozmiaru
- Płaskie łączniki drenów utrzymują przewody z boku
- W zestawie znajduje się zgodne z wymogami ISO złącze NeoQuick

Rozmiar	Zakres	Sam mankiet	Mankiet 1-przewodowy i złączka wkręcana*	Mankiet 1-przewodowy i złączka trójfunkcyjna	Mankiet 1-przewodowy i złączka z blokadą	Mankiet 1-przewodowy i złączka typu bagnetowego	Mankiet, 2-przewodowy i złączka wkręcana*	Mankiet, 2-przewodowy i złączka z blokadą	Mankiet, 2-przewodowy i złączka trójfunkcyjna oraz pusty przewód	Mankiet, 2-przewodowy i System pompowania
Niemowlęcy mały ®	7–10 cm	REUSE-06	REUSE-06-ISC	REUSE-06-ITPE	REUSE-06-IMQ	REUSE-06-1HP	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Niemowlęcy ®	9–13 cm	REUSE-07	REUSE-07-ISC	REUSE-07-ITPE	REUSE-07-IMQ	REUSE-07-1HP	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Dziecięcy mały ®	12–16 cm	REUSE-08	REUSE-08-ISC	REUSE-08-ITPE	REUSE-08-IMQ	REUSE-08-1HP	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Dziecięcy ®	15–21 cm	REUSE-09	REUSE-09-ISC	REUSE-09-ITPE	REUSE-09-IMQ	REUSE-09-1HP	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Dorosły mały (10)	20–26 cm	REUSE-10	REUSE-10-ISC	REUSE-10-ITPE	REUSE-10-IMQ	REUSE-10-1HP	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Dorosły (11)	25–34 cm	REUSE-11	REUSE-11-ISC	REUSE-11-ITPE	REUSE-11-IMQ	REUSE-11-1HP	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Dorosły długi (11L)	25–34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-ISC	REUSE-11L-ITPE	REUSE-11L-IMQ	REUSE-11L-1HP	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Dorosły duży (12)	32–43 cm	REUSE-12	REUSE-12-ISC	REUSE-12-ITPE	REUSE-12-IMQ	REUSE-12-1HP	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Dorosły duży, długi (12L)	32–43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-ISC	REUSE-12L-ITPE	REUSE-12L-IMQ	REUSE-12L-1HP	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Udowy (13)	40–55 cm	REUSE-13	REUSE-13-ISC	REUSE-13-ITPE	REUSE-13-IMQ	REUSE-13-1HP	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

W przypadku jednorazowych mankietów FlexiPort termin „REUSE” należy zastąpić terminem „SOFT”.
* Niedostępne w przypadku mankietów SOFT

System FlexiPort

Do użyciu u jednego pacjenta

Poprawny dobór rozmiaru

Przyjazny dla środowiska





Pomiar temperatury

Usprawnij pomiary temperatury wykonywane przez personel szpitala!

Szeroki asortyment termometrów medycznych pozwalających na wykonywanie rzetelnych pomiarów temperatury w każdych warunkach klinicznych.



NACIŚNIJ TUTAJ
LUB ZESKANUJ, ABY
ODWIEDZIĆ STRONĘ



Termometr douszny Braun® ThermoScan® PRO 6000

Wykonuj szybkie pomiary temperatury za pomocą naszego termometru dousznego. Braun® PRO 6000 dostosowuje się do czynników, które mogą wpływać na dokładność pomiaru.

Poznaj szybkość i prostotę niezbędne do wykonywania dokładnych odczytów temperatury — i zapewnij komfort swoim pacjentom. Termometr douszny Braun® ThermoScan® PRO 6000 firmy Welch Allyn jest wyposażony w zaawansowaną technologię pomiaru PerfectTemp™. Ta technologia dostosowuje się do czynników wpływających na dokładność, pomagając wyeliminować potencjalnie zaniżone odczyty w porównaniu z temperaturą głęboką ciała. Smukła konstrukcja ułatwia czyszczenie, a ulepszone zabezpieczenia pomagają chronić poczynioną inwestycję i wydobyć z niej maksimum korzyści.



06000-200	Termometr Braun ThermoScan PRO 6000 z małą stacją bazową (mieszczącą jedną paczkę końcówek)
06000-300	Termometr Braun ThermoScan PRO 6000 z dużą stacją bazową (mieszczącą dwie paczki końcówek)
06000-125	Stacja ładująca termometru Braun ThermoScan PRO 6000
06000-800	Jednorazowe kapturki sondy termometru Braun ThermoScan PRO 6000 (800 szt. w opakowaniu)
106201	Linka zabezpieczająca, 1,8 m
106204	Linka zabezpieczająca, 2,74 m
01802-110	Tester kalibracji temperatury, model 9600 Plus

Cechy

- Innowacyjna technologia PerfectTemp koryguje odczyty w zależności od pozycji sondy
- Technologia ExacTemp™ wykrywa stabilność sondy podczas pomiaru
- Szybkie, dokładne odczyty, które mogą poprawić poziom zadowolenia pacjenta
- 60-sekundowy timer pomaga w ręcznym pomiarze tętna i częstości oddechów

Wyjątkowe rozwiązania zastosowane w termometrze Braun ThermoScan PRO 6000



PerfectTemp®



ExacTemp®



Podgrzewana końcówka



Zastrzeżony algorytm



Unikatowa technologia czujnika



Wersja podręczna



Wersja z mocowaniem ściennym



Stacja ładująca



Możliwość integracji z monitorami funkcji życiowych



Dwie długości linki zabezpieczającej



Stacje dokujące w dwóch rozmiarach



Miękkie, jednorazowe osłony na sondę



Tester kalibracji temperatury

Technologia PerfectTemp wyróżniająca termometry Braun PRO 6000 Technologia PerfectTemp pozwala zniwelować trudności pomiarowe związane z budową	anatomiczną przewodu słuchowego i zmianami położenia sondy. Termometr gromadzi dane na temat kierunku i głębokości umiejscowienia sondy w uchu, a następnie automatycznie uwzględnia te informacje przy podawaniu	odczytu temperatury. Pomaga to zwiększyć dokładność pomiarów w porównaniu z temperaturą głęboką ciała, szczególnie w przypadku nieoptymalnego umiejscowienia sondy.
---	---	---

Termometr SureTemp® Plus 692

Usprawnij rutynowe pomiary temperatury dzięki szpitalnemu termometrowi SureTemp Plus 692, który wyposażono w technologię wyznaczającą standardy szybkości i dokładności.

Technologia pomiaru temperatury SureTemp firmy Welch Allyn stosowana w termometrach ręcznych i zintegrowanych zapewnia dokładne i wiarygodne odczyty. Funkcje zabezpieczeń stanowią wyposażenie standardowe. Przeznaczony do stosowania u wszystkich pacjentów, szybko rejestruje temperaturę — pomiar w jamie ustnej trwa około 4–6 sekund, pomiar rektalny lub pod pachą u dzieci trwa 10–13 sekund, a pomiar pod pachą u dorosłych trwa 12–15 sekund.

01692-400	Termometr elektroniczny SureTemp Plus 692 z mocowaniem ściennym, systemem zabezpieczenia przed kradzieżą wykorzystującym pole znacznika lokalizacji, przewodem o długości 1,2 m oraz sondą do pomiaru w jamie ustnej i schowkiem na sondę
01692-401	Termometr elektroniczny SureTemp Plus 692 z mocowaniem ściennym, systemem zabezpieczenia przed kradzieżą wykorzystującym pole znacznika lokalizacji, przewodem o długości 1,2 m oraz sondą do pomiaru rektalnego i schowkiem na sondę
05031-101	Jednorazowe osłony na sondę (1000 szt., po 25 szt. w pudełku)
01802-110	Tester kalibracji temperatury, model 9600 Plus



- Duże wyświetlacze LCD wyświetlające wartości w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza
- Wygodny schowek na 25 osłon sondy
- Przycisk przywołania ostatniego pomiaru temperatury
- Bezpieczny uchwyt ścienny chroni przed kradzieżą
- Zasilanie z 3 baterii AA pozwala na rejestrację około 6000 odczytów



Termometr SureTemp® Plus 690

Usprawnij rutynowe pomiary temperatury dzięki termometrowi SureTemp Plus 690 wyposażonemu w technologię wyznaczającą standardy szybkości i dokładności.

Technologia pomiaru temperatury SureTemp firmy Welch Allyn stosowana w termometrach ręcznych i zintegrowanych zapewnia dokładne i wiarygodne odczyty. Funkcje zabezpieczeń stanowią wyposażenie standardowe. Przeznaczony do stosowania u wszystkich pacjentów, szybko rejestruje temperaturę — pomiar w jamie ustnej trwa około 4–6 sekund, pomiar rektalny lub pod pachą u dzieci trwa 10–13 sekund, a pomiar pod pachą u dorosłych trwa 12–15 sekund.



01690-401	Termometr elektroniczny SureTemp Plus 690 z przewodem o długości 1,2 m oraz sondą do pomiaru rektalnego i schowkiem na sondę (bez mocowania ściennego)
01690-410	Termometr elektroniczny SureTemp Plus 690 z przewodem o długości 1,2 m oraz sondą do pomiaru w jamie ustnej i schowkiem na sondę (bez mocowania ściennego)
05031-101	Jednorazowe osłony na sondę (1000 szt., po 25 szt. w pudełku)
01802-110	Tester kalibracji temperatury, model 9600 Plus

- Duże wyświetlacze LCD wyświetlające wartości w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza
- Wygodny schowek na 25 osłon sondy
- Przycisk przywołania ostatniego pomiaru temperatury
- Zasilanie z 3 baterii AA pozwala na rejestrację około 6000 odczytów



Diagnostyka kardiologiczna



NACIŚNIJ TUTAJ
LUB ZESKANUJ, ABY
ODWIEDZIĆ STRONĘ



Rozwiązania firmy Hillrom w zakresie kardiologii diagnostycznej upraszczają organizację pracy i zapewniają bezpieczny dostęp do danych pacjenta, co umożliwia skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze — zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentem.



Proste w obsłudze urządzenia wymagają mniejszej liczby czynności i zapewniają dokładniejsze wyniki badań.

94% badanych użytkowników elektrokardiografów twierdzi, że urządzenia Welch Allyn® firmy Hillrom pomagają w poprawie wydajności pracy*.



Bezpieczne i chronione dane pacjentów dzięki szyfrowaniu.

Chronimy dane pacjentów i sieć użytkowników dzięki zabezpieczeniom, które spełniają rygorystyczne wymagania — nawet Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.



Możliwość integracji z praktycznie każdym systemem zarządzania danymi EKG lub elektronicznej dokumentacji pacjenta.

Dzięki obsłudze ponad 100 połączonych instalacji — zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz szpitala — można otrzymać taki schemat przepływu pracy, który w pełni odpowiadać będzie aktualnym potrzebom.

Elektrokardiograf spoczynkowy ELI® 280

Elektrokardiograf ELI 280 jest wyposażony w duży ekran dotykowy, intuicyjny interfejs użytkownika i wiele opcji łączności, aby sprostać potrzebom Twojego gabinetu.

Jest to przenośne, łatwe w obsłudze rozwiązanie z ekranem dotykowym przeznaczone do środowisk, w których wykonuje się wiele badań EKG — od gabinetu lekarskiego po szpital. Układ danych na panoramicznym ekranie zapewnia prostą nawigację po menu, szybkie wprowadzanie danych pacjenta oraz przejrzystą weryfikację prawidłowego podłączenia elektrod. Dzięki sprawdzonej jakości EKG, integracji cyfrowej oraz algorytmowi interpretacji VERITAS® nie musisz obawiać się o swoje dane. Wybierz moduł, który najlepiej pasuje do Twojej organizacji pracy: innowacyjny bezprzewodowy moduł akwizycji (WAM™) lub 12-odprowadzeniowy moduł akwizycji AM™. Oba te moduły zawierają wymienne przewody odprowadzeń, wskaźniki uszkodzenia odprowadzenia oraz pilot zdalnego sterowania z przyciskami do akwizycji EKG i drukowania rytmu.



Cechy

- Zaprojektowany pod kątem zastosowań w leczeniu klinicznym
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i wysokiej rozdzielczości wyświetla jednocześnie dane z wszystkich 12 odprowadzeń
- Rejestruje najlepsze 10 sekund danych EKG z pamięci, ograniczając potrzebę powtarzania badań EKG
- Algorytm VERITAS wykorzystuje do interpretacji kryteria specyficzne dla płci, dorosłych i dzieci
- Panoramiczny wyświetlacz pomaga usprawnić nawigację, wprowadzanie danych i weryfikację połączenia elektrod
- Opcjonalna bezprzewodowa akwizycja danych zwiększa swobodę w miejscu pracy, dzięki czemu możesz swobodnie poruszać się po pomieszczeniu
- Obsługa wykrywania impulsów stymulatora z rejestracją danych o dokładności 40 000 próbek/kanal
- Kontrola podłączenia elektrod w tym wykrywanie i wyświetlanie odwrócenia odprowadzeń
- Przechwytywanie 1000 próbek/kanal w celu oceny sygnału podczas analizy, wyświetlania i drukowania

Prosta obsługa

Usprawniona organizacja pracy dzięki skanowaniu kodów kreskowych i bezprzewodowemu modułowi akwizycji

Bezpieczeństwo

Zgodność z protokołami zabezpieczeń, które spełniają rygorystyczne wymagania — nawet Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych

Komunikacja

Możliwość przesyłania danych bezpośrednio do systemu zarządzania danymi lub elektronicznej dokumentacji pacjenta



Elektrokardiograf spoczynkowy ELI® 380

Prosta obsługa. Bezpieczeństwo. Komunikacja. Elektrokardiograf ELI 380 został zaprojektowany w celu usprawnienia organizacji pracy i zwiększenia wydajności badań w środowiskach, gdzie liczba wykonywanych badań jest duża.

Elektrokardiograf ELI 380 został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności badań i zapewnienia lepszej opieki nad pacjentem. Uprość organizację pracy poprzez skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie badania, zwiększenie dokładności danych i zapewnienie bezpiecznej łączności z systemem elektronicznej dokumentacji pacjenta. Bezprzewodowy moduł akwizycji (WAM™) umożliwia bezprzewodowy zapis EKG, aby badania były łatwiejsze dla Ciebie i bardziej komfortowe dla pacjentów. Elektrokardiograf wykorzystuje algorytm interpretacji EKG VERITAS® — ten sam, który jest wykorzystywany przez agencję FDA w procesie gromadzenia, przeglądu i analizy danych EKG na potrzeby oceny nowych leków — dzięki czemu można być pewnym swoich danych. Ponadto technologia „Best 10” umożliwia rejestrowanie najczystszych 10 sekund danych w trakcie badania.



Cechy

- Usprawniona organizacja pracy dzięki czytnikowi kodów kreskowych zmniejsza liczbę czynności przygotowawczych i ogranicza ręczne wprowadzanie danych
- Przeszkłone powierzchnie pojemnościowego ekranu dotykowego ułatwiają czyszczenie
- Zgodność z zaleceniami ACC, AHA i HRS dotyczącymi filtrowania linii izoelektrycznej (0,05 Hz)
- Wyższe niż wymagane minima górnych granic częstotliwości ACC, AHA i HRS (300 Hz) dla dorosłych i dzieci
- Zabezpieczenia zatwierdzone przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych chronią informacje o stanie zdrowia pacjenta i sieć
- Wyniki istotnych testów pomagają szybko zidentyfikować pacjentów wysokiego ryzyka
- Możliwość połączenia praktycznie z każdym systemem elektronicznej dokumentacji pacjenta, PACS i CVIS z użyciem formatów XML/PDF oraz protokołów DICOM®/HL7®
- Technologia wyszukiwania danych demograficznych pacjenta (PDQ) umożliwia użytkownikowi identyfikację pacjenta w przypadku procedur, które nie są oparte na zleceniach — wprowadzenie lub zeskanowanie identyfikatora pacjenta pozwala pobrać wszystkie jego dane demograficzne ze szpitalnego systemu informatycznego



Prosta obsługa

Usprawniona organizacja pracy dzięki skanowaniu kodów kreskowych i bezprzewodowemu modułowi akwizycji

Bezpieczeństwo

Zgodność z protokołami zabezpieczeń, które spełniają rygorystyczne wymagania — nawet Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych

Komunikacja

Możliwość przesyłania danych bezpośrednio do systemu zarządzania danymi lub elektronicznej dokumentacji pacjenta

Elektrokardiograf spoczynkowy ELI® 150c

Elektrokardiograf ELI 150c to niewielkie i lekkie urządzenie, które łączy w sobie wszechstronność i wyjątkową mobilność.

- Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia podgląd 12-odprowadzeniowego zapisu EKG — zarówno w czasie rzeczywistym, jak i po zakończeniu akwizycji
- Pełna klawiatura z klawiszami funkcyjnymi umożliwiającymi natychmiastowe rozpoczęcie zapisu sygnału EKG, wydruku rytmu oraz przesyłania danych EKG / pobierania zleceń
- Doskonały algorytm interpretacji EKG spoczynkowego — VERITAS
- Bardzo wysoka częstotliwość próbkowania podczas akwizycji — 40 000 próbek na sekundę na każdy kanał
- Funkcja wykrywania zamienionych pozycji elektrod ogranicza liczbę błędów oraz konieczność powtarzania badań EKG
- Funkcja „Best 10” automatycznie wybiera z pamięci systemu 10 sekund zapisu EKG o najwyższej jakości
- Możliwość wyboru bezprzewodowego (WAM) lub przewodowego (AM12™) modułu akwizycji
- Dwukierunkowa komunikacja za pośrednictwem portu USB, wewnętrznego modemu, sieci bezprzewodowej lub sieci GPRS — łączność praktycznie z każdym systemem elektronicznej dokumentacji pacjenta i CVIS z użyciem formatów XML/PDF i protokołów DICOM/HL7



Elektrokardiograf spoczynkowy CP 150™

Proste i usprawnione badania EKG dzięki rozwiązaniu zaprojektowanemu z myślą o zwiększeniu efektywności pracy.

- Funkcja natychmiastowego włączania zasilania umożliwia wykonywanie EKG bez opóźnień
- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy zapewnia szybkie i łatwe wprowadzanie dokładnych informacji o pacjencie
- Zaawansowane filtry optymalizują jakość krzywej EKG, gwarantując dokładne odczyty
- Funkcja podglądu 12-odprowadzeniowego EKG
- Opcjonalne oprogramowanie do interpretacji wyników pacjentów dorosłych i dzieci — MEANS ECG
- Zasilanie akumulatorowe umożliwia łatwy transport urządzenia do pacjenta
- 8 godzin pracy i 4 godziny do pełnego naładowania
- Zapis w pamięci urządzenia do 100 wyników badań lub transfer wyników do pamięci USB



Elektrokardiograf spoczynkowy ELI® 230

Elektrokardiograf spoczynkowy ELI 230 to ekonomiczne rozwiązanie EKG umożliwiające dokładną i niezawodną interpretację EKG u dorosłych i dzieci oraz pozwalające uzyskać pełnowymiarowe wydruki.

- Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia podgląd 12-odprowadzeniowego zapisu EKG — zarówno w czasie rzeczywistym, jak i po zakończeniu akwizycji
- Łatwy w czyszczeniu ekran ułatwia zachowanie zgodności z wymogami dotyczącymi kontroli zakażeń
- Doskonały algorytm interpretacji EKG spoczynkowego — VERITAS
- Bardzo wysoka częstotliwość próbkowania podczas akwizycji — 40 000 próbek na sekundę na każdy kanał
- Funkcja wykrywania zamienionych pozycji elektrod ogranicza liczbę błędów oraz konieczność powtarzania badań EKG
- Funkcja „Best 10” automatycznie wybiera z pamięci systemu 10 sekund zapisu EKG o najwyższej jakości, dzięki czemu nie trzeba powtarzać badań
- Możliwość wyboru bezprzewodowego (WAM) lub przewodowego (AM12™) modułu akwizycji
- Drukarka termiczna obsługująca papier składany formatu A4 lub US letter
- Waży tylko 2,63 kg (z akumulatorem)



System RScribe™ do EKG spoczynkowego

Komputerowy system RScribe™ do spoczynkowych badań EKG cechuje się imponującą skalowalnością, a dzięki swej uniwersalności zapewnia efektywność kliniczną.

- Możliwość zaprogramowania czasu wykonania badania EKG pozwala lekarzom na uzyskanie sekwencyjnych zapisów EKG w przypadku STEMI lub badań farmakologicznych
- Pomiary EKG na ekranie i funkcje edycji umożliwiają pracę bez użycia papieru. Gdy konieczne jest uzyskanie papierowego wydruku, jest to możliwe dzięki obsłudze imponującej liczby formatów
- Powszechnie uznany algorytm interpretacji EKG spoczynkowego z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta stanowi nieodzowną pomoc w opisywaniu elektrokardiogramów
- Dwukierunkowa komunikacja z systemami innych producentów (w tym elektronicznej dokumentacji pacjenta, HIS i PACS) za pośrednictwem standardów XML, PDF i DICOM



CardioPerfect Workstation — EKG spoczynkowe

Kompleksowy system zarządzania danymi kardiopulmonologicznymi, który umożliwi przekształcenie dowolnego komputera lub laptopa w efektywne narzędzie diagnostyczne.

- Większa produktywność dzięki łatwemu dostępowi do raportów i możliwości przesyłania ich pocztą e-mail
- Usprawnienie konsultacji i wydawania skierowań dzięki dostępowi do raportów z gabinetu lub z domu
- Możliwość wyświetlenia wyników innych badań pacjenta jednym kliknięciem przycisku
- Funkcje personalizacji profilu użytkownika i ustawień zabezpieczeń
- Duży wyświetlacz prezentujący dane dotyczące badań w sposób ułatwiający ich analizę
- Kompleksowe zarządzanie pacjentami dzięki funkcjom pozyskiwania i interpretacji wyników badań oraz trendów
- Bezpłatna funkcja dziennika aktywności umożliwiająca zachowanie zgodności z przepisami HIPAA i ograniczenie ryzyka



Monitor do holterowskiego badania ciśnienia tętniczego krwi ABPM 7100

Ten łatwy w obsłudze monitor do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi u pacjentów opracowano z myślą o uniknięciu efektu „białego fartucha”, możliwości wykonywania dokładnych pomiarów podczas snu i skutecznym doborze podawanych leków według indywidualnych potrzeb pacjentów.

- Wykorzystuje oscylometryczną technologię pomiarów zatwierdzoną do automatycznych pomiarów NIBP
- Spełnia lub przekracza wymagania norm AAMI oraz EHS i otrzymał ocenę A/A stowarzyszenia BHS
- Lekki, kompaktowy i cichy, co zapewnia optymalną wygodę pacjenta
- Pozwala korzystać z nieskończonej liczby protokołów programowania okresów pomiarowych i częstotliwości pomiarów
- Umożliwia prowadzenia pomiaru przez 48 godzin
- Opcja aktualizacji o pomiar centralnego ciśnienia tętniczego i analizę fali pulsu
- Mankiety nie zawierają gumy z lateksu naturalnego, aby zmniejszyć ryzyko reakcji alergicznej
- System pompowania Auto Feedback Logic zapewnia doskonały komfort pacjenta i zgodność z normami branżowymi



ABPM-7100S	Rejestrator ABPM 7100 z oprogramowaniem CardioPerfect® WorkStation
ABPM-7100HMS	Rejestrator ABPM 7100 z oprogramowaniem Hypertension Management Software do kontroli nadciśnienia

System analizy holterowskiej HScribe™

System analizy holterowskiej HScribe™ umożliwia elastyczną konfigurację, pozwalając na spełnianie różnorodnych potrzeb w zakresie monitorowania holterowskiego — od pojedynczych stacji do kompleksowych instalacji.

Połączone stacje robocze HScribe umożliwiają akwizycję, przeglądanie danych oraz generowanie raportów w ramach wspólnej bazy danych, a elektroniczne raporty końcowe z możliwością indywidualnej konfiguracji można ręcznie lub automatycznie eksportować do dowolnego miejsca docelowego w sieci. Algorytmy interpretacji sygnałów VERITAS® zapewniają doskonałą skuteczność wykrywania pobudzeń, oznaczania sygnału i ignorowania zakłóceń, co ułatwia identyfikację zdarzeń i umożliwia szybkie analizowanie zapisów.



Cechy

- Możliwość eksportu elektronicznych plików raportów do dowolnej lokalizacji sieciowej
- Możliwość importu zapisów holterowskich z dowolnej liczby lokalizacji zdalnych
- Pobieranie list roboczych (Modality Worklist) i zapisywanie końcowych raportów w systemie PACS w standardzie DICOM
- Obsługa algorytmów przetwarzania sygnałów VERITAS
- Obsługa dwukierunkowych interfejsów komunikacji HL7 i DICOM
- Obsługa trybów analizowania retrospektywnego, prospektywnego i metodą superprojekcji

Cyfrowy rejestrator holterowski H3+™

Cyfrowy rejestrator holterowski H3+ zapewnia 3-kanalową rejestrację ze standardowym wykrywaniem impulsów stymulatora i obsługuje ciągły zapis w okresie do dwóch dni przy użyciu tylko jednej baterii AAA.

- Rejestracja 3-kanalowa ze standardowym wykrywaniem impulsów stymulatora
- Jedna bateria AAA umożliwia do 7 dni ciągłej rejestracji
- Niewielkie wymiary i niska waga (zaledwie 28 g) zwiększają komfort pacjenta
- System analizy wyposażony w funkcje przetwarzania i analizy sygnału VERITAS
- Graficzny wyświetlacz umożliwiający podgląd krzywych EKG podczas badania pacjenta



Cyfrowy rejestrator holterowski H12+™

Mały, ale rozbudowany — rejestrator H12+ firmy Welch Allyn został zaprojektowany tak, aby zapewniać przejrzyste dane i zachęcać pacjentów do stosowania się do zaleceń.

- Dane z 12 odprowadzeń rejestrowane z dokładnością co do uderzenia i zapisywane na wymiennej karcie SD
- System analizy wyposażony w funkcje przetwarzania i analizy sygnału VERITAS
- System analizy holterowskiej HScribe zapewnia zaawansowane narzędzia do przeglądania i edycji danych
- Tryb zapisu o wysokiej jakości umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie preferowanej częstotliwości próbkowania od 180 próbek na sekundę do 1000 próbek na sekundę
- Rejestrator H12+ firmy Welch Allyn umożliwia 48-godzinny zapis standardowy lub wysokiej jakości przy użyciu jednej baterii alkalicznej AA
- Waży zaledwie 125 g



System do kardiologicznych badań wysiłkowych XScribe™

Dzięki innowacyjnym technologiom i inteligentnej konstrukcji system do kardiologicznych badań wysiłkowych XScribe umożliwia rozwiązywanie powszechnych problemów związanych z badaniami wysiłkowymi.

System do kardiologicznych badań wysiłkowych XScribe® firmy Welch Allyn® cechuje potwierdzona, doskonała jakość kliniczna prób wysiłkowych serca. Intuicyjny interfejs użytkownika i jeden z najlepszych algorytmów zapewniają szybki dostęp do informacji diagnostycznych i wyjątkową dokładność monitorowania odcinka ST w czasie rzeczywistym, wykrywania arytmii i interpretacji spoczynkowego EKG.



Cechy

- Algorytm VERITAS® zapewnia wyjątkową dokładność monitorowania odcinka ST w czasie rzeczywistym, wykrywania arytmii i interpretacji spoczynkowego EKG
- Filtr SCF (ang. Source Consistency Filter) eliminuje zakłócenia i zachowuje integralność danych EKG
- Przeglądanie stronicowe w czasie rzeczywistym pozwala wyświetlać historyczne dane EKG w trakcie badania
- Opcjonalna bezprzewodowa akwizycja danych zwiększa swobodę w miejscu pracy
- Opcje integracji pomagają usprawnić opiekę nad pacjentem i ułatwić dostęp do informacji
- Szyfrowanie danych i dodatkowe funkcje zabezpieczeń zapewniają bezpieczeństwo danych pacjentów
- Elastyczne opcje konfiguracji przez użytkownika umożliwiają dostosowanie zapisów i przechowywanie danych zgodnie z procedurami w ośrodku
- Interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci
- Dwukierunkowa komunikacja zgodna ze standardami HL7® i DICOM®

Pełne wyposażenie doskonałej jakości

Ergometry, bieżnie i urządzenia do pomiaru NIBP



Ergometry o doskonałej wydajności

System XScribe można skonfigurować do pracy z ergometrami Ergoline i Lode za pośrednictwem interfejsu RS232 lub USB.



Bieżnie o doskonałej wydajności

System XScribe można skonfigurować do pracy z bieżniami Trackmaster® TMX428 oraz TMX425 za pośrednictwem interfejsu RS232 lub USB.



Najwyższej jakości monitory do pomiaru ciśnienia krwi podczas prób wysiłkowych

System XScribe można podłączyć do będącego branżowym standardem monitora Tango® firmy Suntech® w celu automatycznego pomiaru NIBP i SpO2 podczas całego badania wysiłkowego.



Badania fizykałne



NACIŚNIJ TUTAJ
LUB ZESKANUJ, ABY
ODWIEDZIĆ STRONĘ



Przełomowe narzędzia diagnostyczne pomagające lekarzom w skutecznym wykonywaniu fizykałnych badań diagnostycznych i wykrywaniu pierwszych objawów powikłań u pacjentów.

Ponad 100 lat innowacji...

W 1915 roku dr Francis Welch i William Noah Allyn opracowali pierwszy na świecie ręczny oftalmoskop z oświetleniem bezpośrednim i założyli firmę Welch Allyn.


...a my idziemy dalej

Nasze korzenie w zakresie innowacji medycznych w służbie zdrowia sięgają głęboko, a to dziedzictwo utorowało drogę dla najnowszych osiągnięć w technologii badań fizykałnych.



Oftalmoskop PanOptic™ Plus firmy Welch Allyn®

Zobacz z bliska korzyści, jakie daje oftalmoskop szerokokątny PanOptic Plus. Zastosowana technologia LED SureColor zapewnia rzeczywiste odwzorowanie koloru tkanki, a technologia DuraShock™ — unikatową trwałość.



Otoskop MacroView® Plus firmy Welch Allyn®

Dzięki naszemu szerokokątnemu otoskopowi MacroView Plus dostrzeżesz wyraźną poprawę jakości badania. Zastosowana technologia LED SureColor zapewnia rzeczywiste odwzorowanie koloru tkanki, a technologia DuraShock™ — unikatową trwałość.

Otoskopy MacroView®

Dzięki naszemu szerokokątnemu otoskopowi nowej generacji MacroView dostrzeżesz wyraźną poprawę jakości badania.

Udoskonalone rozwiązanie bazujące na wcześniejszym modelu cechujące się 3-krotnie większym polem widzenia w porównaniu ze standardowym otoskopem. Jakość obrazowania, którą musisz zobaczyć na własne oczy. W połączeniu z trwałym oświetleniem LED i nowymi przezroczystymi wziernikami otoskopowymi jednorazowego użytku LumiView™ firmy Welch Allyn można uzyskać nawet 8-krotnie jaśniejszy obraz niż w przypadku czarnego wziernika.

Cechy

- Konstrukcja bezogniskowa
- Trwałe oświetlenie LED SureColor™
- Światłowodowe, pierścieniowe oświetlenie
- Całkowita moc strumienia świetlnego 5200 luksów
- Trzykrotnie większe pole widzenia w porównaniu z otoskopem jednosoczkowym (np. standardowy 250-2).
- Przezroczysty wziernik otoskopowy jednorazowego użytku LumiView umożliwia uzyskanie jaśniejszego obrazu
- Modele otoskopów MacroView Plus wyposażone są w funkcje cyfrowe do przechwytywania i udostępniania obrazów ucha

Aksesoria

1840-IEH	Uchwyt iExaminer SmartBracket
840-SC	Klipsy iExaminer SmartClips (2 w opakowaniu)



Welch Allyn Otoskopy

	 250-2	 238-2	 238-3
Model	Tradycyjny	MacroView Basic	MacroView Plus
Gwarancja	1 rok	1 rok	5 lat
Szersze pole widzenia	—	3X	3X
Technologia DuraShock	—	Tak	Tak
Funkcje cyfrowe	—	—	Tak

Większy, wyraźniejszy i ostrzejszy obraz
Trzykrotnie większe pole widzenia



Standardowy otoskop



Otoskop MacroView



Otoskop pneumatyczny

Jasne, białe światło i obrotowa soczewka z doskonałym uszczelnieniem na potrzeby otoskopii pneumatycznej.

- Jednorodne, równomierne oświetlenie
- Obrotowa soczewka z doskonałym uszczelnieniem ułatwia wykonywanie otoskopii pneumatycznej
- Światłowodowy system iluminacji zapewnia transmisję światła bez ogrzewania tkanki
- Dostępny w wersji z żarówką HPX (zawierająca ksenon pod wysokim ciśnieniem)
- Dostępna opcjonalna żarówka LED SureColor



20200	Główica otoskopu pneumatycznego 3,5 V z czterema wziernikami wielokrotnego użytku
21501	Balon do insuflacji oraz przewód do otoskopii pneumatycznej

Otoskopy operacyjne

Otwarty system z obrotową soczewką i opcjonalnym wziernikiem umożliwia wygodne wykonywanie badań. Jego dodatkową zaletą jest jasne oświetlenie.

- Obrotowa soczewka i wziernik usprawniają przebieg badania
- Otwarty system zwiększa wygodę użytkowania
- Światłowodowy system iluminacji zapewnia transmisję światła bez ogrzewania tkanki
- Dostępny w wersji z żarówką HPX (zawierająca ksenon pod wysokim ciśnieniem)
- Opcjonalna żarówka LED SureColor



Zestaw pięciu wzierników usznych wielokrotnego użytku

21700	Otoskop operacyjny 3,5 V z pięcioma wziernikami wielokrotnego użytku
-------	--

Wzierniki uszne do otoskopów diagnostycznych i MacroView

52432-CLR-1	Przezroczysty jednorazowy wziernik douszny LumiView 2,75 mm, pediatryczne (6800 szt.)
52432-CLR-2	Przezroczysty jednorazowy wziernik douszny LumiView 2,75 mm, pediatryczne (680 szt.)
52434-CLR-1	Przezroczysty jednorazowy wziernik douszny LumiView 4,25 mm, dla dorosłych (6800 szt.)
52434-CLR-2	Przezroczysty jednorazowy wziernik douszny LumiView 4,25 mm, dla dorosłych (680 szt.)
52432-UB	Jednorazowy wziernik douszny KleenSpec 2,75 mm (850 szt.)
52432-U	Jednorazowy wziernik douszny KleenSpec 2,75 mm (8500 szt.)
52434-UB	Jednorazowy wziernik douszny KleenSpec 4,25 mm (850 szt.)
24320-B	Nakładka SofSeal do jednorazowego wziernika dousznego, rozmiar mały (80 szt.)
24330-B	Nakładka SofSeal do jednorazowego wziernika dousznego, rozmiar średni (80 szt.)
52700	Końcówka KleenSpec 4,00 mm z otworem do instrumentacji (192 szt.)
24400-U	Zestaw czterech wzierników dousznych wielokrotnego użytku; 2,5, 3, 4 i 5 mm



Wziernik KleenSpec® z nakładką SofSeal



Wziernik wielokrotnego użytku

Wziernik KleenSpec z otworem do instrumentacji



Oftalmoskopy PanOptic™


Dzięki naszemu szerokokątnemu oftalmoskopowi nowej generacji o szerokim polu widzenia dostrzeżesz wyraźną poprawę jakości badania.

Udoskonalona konstrukcja naszego wcześniejszego oftalmoskopu z 20-krotnie szerszym polem wglądu w porównaniu ze standardowym oftalmoskopem. To jakość obrazu, którą musisz zobaczyć na własne oczy. Uwzględniając opinie niezliczonej liczby specjalistów, opracowaliśmy system zbieżności Quick Eye™, który pomaga skierować wzrok pacjenta w sposób zapewniający wyrównanie wiązki światła z osią wglądu i poprawę iluminacji tarczy nerwu wzrokowego. Oftalmoskop PanOptic Plus jest kompatybilny z naszymi rękojeściami 3,5 V, a także z nową rękojeścią Plus z akumulatorem litowo-jonowym, co pozwala poprawić wydajność pracy. Opcjonalny uchwyt iExaminer® SmartBracket™ firmy Welch Allyn wraz z aplikacją iExaminer® Pro dają możliwość nagrywania filmów i robienia zdjęć podczas badania okulistycznego.



Cechy

- 20-krotnie większe pole widzenia w porównaniu ze standardowymi oftalmoskopami
- Trwałe oświetlenie LED SureColor™ ogranicza konieczność wymiany żarówek
- Diody zbieżności Quick Eye pomagają właściwie kierować wzrok pacjenta podczas badania
- Zgodność ze wszystkimi rękojeściami zasilającymi i transformatorami ściennymi 3,5 V firmy Welch Allyn
- Opcjonalny uchwyt iExaminer® SmartBracket™ firmy Welch Allyn wraz z aplikacją iExaminer® Pro dają możliwość nagrywania filmów i robienia zdjęć podczas badania okulistycznego
- Przesłony: mała, duża, filtr beczcerwienny, szczelina, punkt fiksacyjny, niebieski filtr kobaltowy
- Zakres dioptrii: Od -20 D do +25 D
- Regulacja dioptrii: -20, -15, -12, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25
- Krzyżowo-liniowe filtry polaryzacyjne



	11720-L	118-2	118-3
Typ	Tradycyjny	PanOptic	PanOptic Plus
Gwarancja	1 rok	1 rok	5 lat
Szersze pole widzenia	—	20X	20X
Technologia DuraShock	—	Tak	Tak
Technologia zbieżności wzroku	—	—	Tak
Funkcje cyfrowe	—	—	Tak



Akcesoria


1840-IEH	Uchwyt iExaminer SmartBracket
840-SC	Klipsy iExaminer SmartClips (2 w opakowaniu)
118-EC	Muszla oczna PanOptic Basic & Plus Eye Cup (5 szt. w zestawie)

Dzięki nam dostrzeżesz wyraźną zmianę
Dwudziestokrotnie większe pole widzenia



Standardowy oftalmoskop

Oftalmoskop PanOptic



Skiaskop Elite™

Diagnozowanie błędów refrakcji łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki głowicy z jednym z najjaśniejszych, najostrzejszych i najwyraźniejszych pasków iluminacji dostępnych na rynku.

- 2,8 razy większa jasność i lepsza jakość paska iluminacji w porównaniu ze standardowymi skiaskopami
- Doskonała jakość paska iluminacji ułatwia i przyspiesza badanie refrakcji
- Opcjonalny krzyżowo-liniowy filtr polaryzacyjny eliminuje 99% odbłasków soczewkowych
- Zewnętrzne pokrętko ogniskujące zapewnia pełną rotację paska
- Kompatybilny z rękojeściami 3,5 V firmy Welch Allyn
- Szczelny układ optyczny chroni przed kurzem i utrzymuje elementy optyczne w czystości, zapewniając bardziej efektywne badanie



18245

18245	Głowica skiaskopu Elite z żarówką do iluminacji paskowej
18300	Głowica skiaskopu Elite z żarówką do iluminacji punktowej
18250	Zestaw kart fiksacyjnych do skiaskopów (4 szt.)

Oftalmoskop koaksjalny 3,5 V

Opatentowany koaksjalny system iluminacji firmy Welch Allyn ułatwia oftalmoskopię, upraszcza badanie dna oka, zapewnia szersze pole widzenia i redukuje odbłaski w porównaniu z tradycyjnymi oftalmoskopami.

- Opatentowany, koaksjalny system optyczny gwarantuje niezacieniony wgląd, łatwiejsze badanie przy nierozszerzonych źrenicach i szersze pole widzenia w porównaniu ze standardowymi oftalmoskopami
- 8 unikatowych kombinacji apertury/filtra dla większej wszechstronności
- 28 soczewek skupiających o zakresie od -25 dioptrii do +40 dioptrii
- Dostępny z żarówką LED SureColor



11720-L

11720-L	Oftalmoskop koaksjalny 3,5 V z żarówką LED SureColor (tylko głowica)
---------	--

Rękojeść litowo-jonowa Plus Power firmy Welch Allyn® z funkcją ładowania USB

Wygodne akumulatorowe źródła zasilania kompatybilne ze wszystkimi naszymi głowicami diagnostycznymi 3,5 V.

- Zintegrowane ładowanie przez USB
- Szybkie ładowanie trwające maks. 90 min (0–75%)
- Akumulator litowo-jonowy

719-3	Rękojeść litowo-jonowa Plus Power
-------	-----------------------------------



71910

Rękojeść z akumulatorem litowo-jonowym 3,5 V

Dwukrotnie dłuższe działanie, dwukrotnie lżejsza i lepiej dopasowana do dłoni.

- Dwukrotnie lżejsza od tradycyjnych rękojeści 3,5 V
- Kompatybilna ze wszystkimi głowicami diagnostycznymi 3,5 V firmy Welch Allyn
- 120 minut pracy (w porównaniu do 60 minut w przypadku standardowych rękojeści nikielowo-kadmowych)
- Wykonana z wytrzymałej żywicy inżynierskiej CYCOLOY®
- Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci



71900-USB	Rękojeść litowo-jonowa 3,5 V z modułem ładowania USB i przewodem
71904 (UK)	Rękojeść litowo-jonowa 3,5 V ze stacją ładującą i transformatorem sieciowym
71910	Rękojeść litowo-jonowa 3,5 V (tylko rękojeść)

Rękojeści z akumulatorami niklowo-kadmowymi 3,5 V

Wygodne akumulatorowe źródła zasilania kompatybilne ze wszystkimi naszymi głowicami diagnostycznymi 3,5 V.

- Gładkie, radełkowane nieścieralne wykończenie zapewnia uchwyt bez poślizgu
- Rękojeść można też dostosować do pracy ze standardowymi bateriami typu C
- Możliwość ładowania przy użyciu ładowarki uniwersalnej i bezpośrednio z transformatora

71064-C (UK)	Rękojeść z akumulatorem niklowo-kadmowym 3,5 V wraz z transformatorem ładującym i konwerterem
71020-B	Rękojeść z baterią C 3,5 V
71670	Rękojeść z akumulatorem niklowo-kadmowym 3,5 V do ładowarek biurkowych/ściennych (tylko rękojeść)



71020-B

Uniwersalna ładowarka biurkowa firmy Welch Allyn®

Kompaktowa, przenośna ładowarka pozwala na wygodne ładowanie rękojeści zestawów diagnostycznych, dostępna w wersji biurkowej lub ściennej.

- Kompatybilna z rękojeściami 71140, 719-3, 71910, 71670.
- 12800 i 22800 używane z tuleją adaptera 71249



Ładowarka uniwersalna i zestawy biurkowe

Kompaktowa, przenośna jednostka umożliwia wygodne ładowanie rękojeści zestawów diagnostycznych kompatybilnych z ładowarkami biurkowymi.

- Diody LED wskazują status zasilania ładowarki oraz stan naładowania rękojeści
 - Stałe, automatyczne i bezpieczne ładowanie oraz optymalna wydajność i żywotność żarówek
 - Opcjonalny zestaw do montażu na ścianie lub szafce
 - Opcjonalna tacka na wziernik umożliwia wygodne przechowywanie wymazówek, wzierników otoskopowych i kiret
 - Ładuje urządzenia zasilane akumulatorami niklowo-kadmowymi, litowo-jonowymi i PocketScope™ o napięciu 3,5 V lub 2,5 V
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca wygodę i mobilność



719-DSK	Ładowarka uniwersalna i zestawy biurkowe
---------	--

Zestawy diagnostyczne

Wszystko zaczyna się od odpowiednich narzędzi do badań fizykalnych, które pomogą ocenić stan pacjenta.

71-PM3LDE-2	Zestaw z ładowarką biurkową 3,5 V firmy Welch Allyn, z oftalmoskopem PanOptic Plus, otoskopem MacroView Plus i rękojeścią Premium Plus Power z akumulatorem litowo-jonowym i złączem USB, wtyczka w standardzie UE
71-Px3LxE	Zestaw diagnostyczny 3,5 V firmy Welch Allyn, z oftalmoskopem PanOptic Plus i rękojeścią Premium Plus Power z akumulatorem litowo-jonowym i złączem USB z dołączonym twardym etui

Uwaga: Aby uzyskać pełną listę opcji konfiguracyjnych, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym



Otoskopy, oftalmoskopy i zestawy Pocket LED oraz Pocket Plus LED

Kompaktowe, podręczne zestawy do badań pacjentów zapewniające wysoką jakość działania i unikatową trwałość.

92871-BLK	Zestaw Pocket LED / kolor: onyks, z miękkim etui
92871-WHT	Zestaw Pocket LED / kolor: wanilia, z miękkim etui
92871-PUR	Zestaw Pocket LED / kolor: śliwka, z miękkim etui
92871-BLU	Zestaw Pocket LED / kolor: jagoda, z miękkim etui
92880-BLK	Zestaw Pocket Plus LED / kolor: onyks, z twardym etui
92880-WHT	Zestaw Pocket Plus LED / kolor: wanilia, z twardym etui
92880-PUR	Zestaw Pocket Plus LED / kolor: śliwka, z twardym etui
92880-BLU	Zestaw Pocket Plus LED / kolor: jagoda, z twardym etui

Dostępne są także zestawy zawierające wyłącznie otoskop lub oftalmoskop.



Cechy

- Komfortowe badanie pacjentów z użyciem wydajnych narzędzi diagnostycznych
- Dostępne w dwóch wersjach: Pocket LED i Pocket Plus LED z zaawansowanymi funkcjami
- Możliwość dodatkowego zabezpieczenia i wyróżnienia nakładkami na spód rękojeści i na soczewkę otoskopu w celu dostosowania do indywidualnych preferencji
- Najlepsze oftalmoskopy i otoskopy firmy Welch Allyn — łatwe w transporcie i proste w obsłudze
- Najbardziej wytrzymałe otoskopy kieszonkowe dostępne obecnie na rynku w porównaniu z konkurencją (na podstawie danych z rygorystycznych testów odporności na upadek)
- Światłowodowy system oświetlenia zastosowany w otoskopach Pocket LED zapewnia iluminację bez ogrzewania tkanki oraz brak odbłasków i cieni
- Otoskopy Pocket Plus LED z iluminacją do 6 lumenów, czyli 2-krotnie większym natężeniem światła, są objęte 5-letnią gwarancją
- Oftalmoskopy kieszonkowe Pocket LED z technologią żarówek LED SureColor firmy Welch Allyn zapewniają optymalną ilość światła wymaganą do wziernikowania dna oka
- Jedne z najbardziej wytrzymałych otoskopów kieszonkowych w branży — stworzone z myślą o niezawodności
- Oftalmoskopy Pocket Plus LED, objęte 5-letnią gwarancją, są wyposażone w przełącznik filtra polaryzacyjnego eliminującego niemal zupełnie odbłaski rogówkowe. Wygodne oparcie dla łuku brwiowego wykonano z miękkiej gumy

Żarówki LED SureColor firmy Welch Allyn

Opatentowana technologia opracowana z myślą o zastosowaniach medycznych, łącząca zalety lamp halogenowych i oświetlenia diodowego LED.

03100-LED	Zestaw modernizacyjny z żarówką LED SureColor do standardowych otoskopów diagnostycznych firmy Welch Allyn
03100-LED10	Zestaw modernizacyjny z żarówką LED SureColor do standardowych otoskopów diagnostycznych firmy Welch Allyn (10 szt.)
03800-LED	Zestaw modernizacyjny z żarówką LED SureColor do oftalmoskopów PanOptic firmy Welch Allyn
03800-LED10	Zestaw modernizacyjny z żarówką LED SureColor do oftalmoskopów PanOptic firmy Welch Allyn (10 szt.)
04900-LED	Zestaw modernizacyjny z żarówką LED SureColor do oftalmoskopów koaksjalnych firmy Welch Allyn
04900-LED10	Zestaw modernizacyjny z żarówką LED SureColor do oftalmoskopów koaksjalnych firmy Welch Allyn (10 szt.)
06500-LED	Zestaw modernizacyjny z żarówką LED SureColor do otoskopów MacroView
06500-LED10	Zestaw modernizacyjny z żarówką LED SureColor do otoskopów MacroView (10 szt.)



Cechy

- Długi okres pracy wsparty 7-letnią gwarancją zapewnia zwrot z inwestycji
- Technologia LED SureColor umożliwia swobodną regulację natężenia światła celem zredukowania odblasków i zwiększenia komfortu pacjenta przy zachowaniu pełni kolorów i przejrzystości
- Duża efektywność energetyczna — 3-krotnie dłuższy czas pracy rękojeści Welch Allyn po każdym naładowaniu
- Proste rozwiązanie w postaci czterech zestawów modernizacyjnych żarówek
- Nasze najbardziej popularne głowice do badań diagnostycznych są w pełni kompatybilne z żarówkami LED SureColor oraz żarówkami halogenowymi Halogen HPX, co umożliwia łatwą modernizację w dowolnym czasie

Żarówki halogenowe firmy Welch Allyn

Jedną z kluczowych kwestii uwzględnianych podczas projektowania produktów firmy Welch Allyn jest zapewnienie ich optymalnego działania — dotyczy to również źródła światła. Produkcja żarówek jest kluczową częścią tego procesu, zaleca się więc używanie wyłącznie oryginalnych żarówek firmy Welch Allyn.

Nr katalogowy żarówki	Nr katalogowy urządzenia	Żarówka
00200-U	20100, 21600, 26030, 4100, 38800	
01300-U	28100	
03000-U	11710, 12400, 47300	
03100-U	03100-U	
03800-U	Oftalmoskopy PanOptic	

Nr katalogowy żarówki	Nr katalogowy urządzenia	Żarówka
03900-U	Kieszonkowe oftalmoskopy 2,5 V	
04900-U	11720, 11730 i 11735	
06000-U	60813, 60814 i 60815	
06500-U	Otoskopy MacroView	
08200-U	Skioskop Elite Streak	
08300-U	Skioskop Elite Spot	

Akumulatory firmy Welch Allyn

Jedną z kluczowych kwestii uwzględnianych podczas projektowania produktów firmy Welch Allyn jest zapewnienie ich optymalnego działania — dotyczy to również akumulatorów. Zaleca się więc używanie wyłącznie oryginalnych akumulatorów firmy Welch Allyn.

72300	Do rękojeści niklowo-kadmowej z transformatorem sieciowym
72200	Do rękojeści niklowo-kadmowej z ładowarką uniwersalną
71960	Do rękojeści litowo-jonowej
719-BATT	Do rękojeści litowo-jonowej Plus Power

Transformator ścienny 777 Green Series™

Energooszczędność dzięki reostatom w rękojeściach i automatycznym czujnikom włączania/wyłączania ułatwiającym obsługę.

- Obniżenie kosztów eksploatacyjnych placówki dzięki energooszczędności
- Brak włącznika/wyłącznika pozwala ograniczyć ryzyko zakażenia krzyżowego
- Poprawa ergonomii pracy dzięki konturowanym uchwytom, które automatycznie włączają i wyłączają się
- Łatwa modernizacja transformatora ściennego 767 do transformatora ściennego GS 777
- Głowice diagnostyczne oferowane osobno
- Ostatnio przeglądane



Zintegrowany system ścienny Green Series™ 777

Narzędzia diagnostyczne umożliwiające zwiększenie wydajności podczas badania pacjentów oraz pomiarów funkcji życiowych — teraz w zasięgu ręki.

- Wysokiej klasy rękojeści z funkcją automatycznego włączania/wyłączania
- Kompatybilność ze wszystkimi rękojeściami 3,5 V firmy Welch Allyn
- Spiralne przewody o długości do 4 m z 10-letnią gwarancją
- Nowoczesne, kompaktowe i łatwe w czyszczeniu
- Nazwa „Green Series” podkreśla energooszczędność urządzenia

777-PM3WCX-2	Zintegrowany system ścienny 777 firmy Welch Allyn do monitorów CSM/Spot 4400 z oftalmoskopem PanOptic Plus, otoskopem MacroView Plus, wtyczka w standardzie UE (monitory CSM/4400 sprzedawane osobno)
777-PM3WAS-2	Zintegrowany system ścienny 777 firmy Welch Allyn z oftalmoskopem PanOptic Plus, otoskopem MacroView Plus i termometrem SureTemp Plus, aparatem do pomiaru ciśnienia krwi, wtyczka w standardzie UE

Aby uzyskać pełną listę opcji konfiguracyjnych, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym



Laryngoskopy

Światłowodowe systemy laryngoskopowe

Zaprojektowane z myślą o opiece nad pacjentami i zadowoleniem personelu, nasze rozwiązania laryngoskopowe wyróżniają innowacyjność; ich niewielkie wymiary zapewniają lepszy balans i ułatwiają manewrowanie nawet przy najtrudniejszych intubacjach.

Innowacyjna konstrukcja

Mniejsza waga poprawia balans i ułatwia nawet najtrudniejsze intubacje, co przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentem i wyższy poziom zadowolenia personelu.

Standaryzacja

Podświetlenie łyżek można łatwo zmienić z lampy na oświetlenie światłowodowe, dzięki czemu modernizacja jest przystępna cenowo.

Wytrzymałość

Jednoczęściowa konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia integralność łyżki i minimalizuje korozję, zwiększając zadowolenie personelu i zmniejszając ryzyko.

Możliwość serwisowania

Wymiana uszkodzonych światłowodów za ułamek kosztów wymiany łyżki.



Cechy

- Jednoczęściowa łyżka ze stali nierdzewnej zapewnia integralność i minimalizuje korozję
- Jasne, białe podświetlenie halogenowe HPX™ zapewnia wyraźny obraz z wiernym odwzorowaniem kolorów
- Nasza bezpłatna usługa polerowania sprawia, że jest to niedrogie rozwiązanie
- Radełkowane wykończenie gwarantuje trwałość i pewny chwyt
- Światłowodowe rękojeści halogenowe HPX są dostępne w wariantach obsługujących baterie „C” i „AA”
- Rękojeści wykorzystują niklowo-kadmowe akumulatory o napięciu 2,5 V i 3,5 V
- Akumulatory są objęte dwuletnią gwarancją

Lekkie zestawy światłowodowe

Każdy zestaw zawiera obie wersje lekkich rękojeści (zasilane bateriami AA i C) oraz lekkie łyżki zapewniające największą wygodę manewrowania.

Zestaw światłowodowy

Łyżki typu MacIntosh, rozmiar 1, 2, 3 i 4 oraz etui
Łyżki typu Miller, rozmiar 0, 1, 2, 3 i 4 oraz etui
Łyżki typu E-MacIntosh, rozmiar 1, 2, 3 i 4 oraz etui

Informacje dla zamawiających — typy zestawów wg źródeł światła

Żarówka LED	Żarówka HPX
69696-LED	69696
68696-LED	68696
69697-LED	69697



69696

Światłowodowe rękojeści HPX z zasilaniem akumulatorowym

- Pełna gotowość do użytku dzięki stacji ładującej



Lekkie rękojeści światłowodowe

- Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie
- Dostępne w rozmiarach odpowiednich dla baterii C i AA

ROZMIAR RĘKOJEŚCI	INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH WG ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
	Żarówka LED	Żarówka HPX
Rozmiar do bat. C	60813-LED	60813
Rozmiar do bat. AA	60814-LED	60814
Typ stubby	60815-LED	60815



Części zamienne do rękojeści ze światłowodowymi systemami iluminacji

ŻARÓWKA	RĘKOJEŚĆ	ZESPÓŁ WKŁADU ŻARÓWKI HPX (ŻARÓWKA HPX W ZESTAWIE)	PRZEŁĄCZNIK KRAŃCOWY / OSŁONA ŻARÓWKI
06000-LED	60813 60814 60815	N/D	n/d
06000-U	60813 60814 60815 60713	608125-501	608107
00300-U	60835	608351-501	608107

Łyżki laryngoskopowe typu E-MacIntosh

ŚWIATŁO-WODOWE	W STANDAR-DZIE	ROZMIAR ŁYŻKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OD WNĘ-TRZA PODSTAWY DO KOŃCÓWKI
69211	69241	1	95 mm	70 mm
69212	69242	2	116 mm	90 mm
69213	69243	3	135 mm	110 mm
69214	69244	4	156 mm	130 mm

Łyżki laryngoskopowe typu Miller

ŚWIATŁO-WODOWE	W STANDAR-DZIE	ROZMIAR ŁYŻKI	WEWNĘTRZ-NY WYMIAR W PIONIE	DŁUGOŚĆ OD WNĘTRZA PODSTAWY DO KOŃCÓWKI
68065	68045	00	8 mm	36 mm
68060	68040	0	8 mm	53 mm
68061	68041	1	8 mm	79 mm
68062	68042	2	10 mm	132 mm
68063	68043	3	11 mm	172 mm
68064	68044	4	13 mm	182 mm

Łyżki laryngoskopowe typu MacIntosh

ŚWIATŁO-WODOWE	W STANDAR-DZIE	ROZMIAR ŁYŻKI	DŁUGOŚĆ CAŁKO-WITA	DŁUGOŚĆ OD WNĘ-TRZA PODSTAWY DO KOŃCÓWKI
69061	69041	1	89 mm	63 mm
69062	69042	2	108 mm	82 mm
69063	69043	3	126 mm	101 mm
69064	69044	4	160 mm	135 mm

Stetoskopy

Stetoskopy internistyczne Professional

Stetoskopy Professional firmy Welch Allyn wyróżniają się doskonałą jakością dźwięku, trwałością i komfortem.

- Doskonałe do ogólnego osłuchiwania i pomiaru ciśnienia krwi
- Podwójna głowica ze stali nierdzewnej z lejkiem i płaską membraną
- Nieziębiąca obwódka
- Dostępne wersje internistyczne i pediatryczne
- Wykonano bez użycia gumy z lateksu naturalnego
- 5-letnia gwarancja
- Obrotowa regulacja liry i wymienne miękkie oliwki



5079-135	Stetoskop Professional internistyczny (czarny), 71 cm
5079-137	Stetoskop Professional internistyczny (granatowy), 71 cm
5079-138	Stetoskop Professional internistyczny (śliwkowy), 71 cm
5079-139	Stetoskop Professional internistyczny (burgundowy), 71 cm
5079-285	Stetoskop Professional internistyczny (zielony), 71 cm
5079-289	Stetoskop Professional internistyczny (niebieski), 71 cm

5079-145	Stetoskop Professional pediatryczny (czarny), 71 cm
5079-147	Stetoskop Professional pediatryczny (granatowy), 71 cm
5079-148	Stetoskop Professional pediatryczny (śliwkowy), 71 cm
5079-149	Stetoskop Professional pediatryczny (burgundowy), 71 cm
5079-287	Stetoskop Professional pediatryczny (zielony), 71 cm

Stetoskopy lekkie Lightweight

Stetoskopy lekkie Lightweight firmy Welch Allyn wyróżniają się doskonałą jakością dźwięku, trwałością i komfortem. Lekka i regulowana lira oraz oliwki sprawiają, że stetoskop idealnie nadaje się do słuchania szmerów serca, płuc i naczyń.

- Doskonałe do ogólnego osłuchiwania i pomiaru ciśnienia krwi
- Lekkie głowice z nieziębiącymi obwódkami
- Chromowana głowica z płaską membraną
- Obrotowa regulacja liry
- Tylko wersja internistyczna
- Elastyczny, jednokanałowy przewód
- 2-letnia gwarancja
- Wykonano bez użycia gumy z lateksu naturalnego



5079-67	Stetoskop Lightweight z pojedynczą głowicą, czarny
5079-68	Stetoskop Lightweight z pojedynczą głowicą, czerwony
5079-70	Stetoskop Lightweight z pojedynczą głowicą, szary
5079-71	Stetoskop Lightweight z pojedynczą głowicą, niebieski

5079-73	Stetoskop Lightweight z podwójną głowicą, czarny
5079-74	Stetoskop Lightweight z podwójną głowicą, czerwony
5079-75	Stetoskop Lightweight z podwójną głowicą, szary
5079-76	Stetoskop Lightweight z podwójną głowicą, niebieski

Jednorazowe stetoskopy Uniscope

Jednorazowy stetoskop Uniscope firmy Welch Allyn został zaprojektowany na wypadek sytuacji, w których istnieje ryzyko przenoszenia zakażeń. Umożliwia dokładną diagnozę bez narażenia stetoskopu głównego na kontakt z potencjalnym źródłem zakażeń.

- Doskonały do ogólnego osłuchiwania
- Plastikowa lira i membrana
- Stetoskop jednorazowy (do użytku u jednego pacjenta)
- Konstrukcja z jedną głowicą
- Dostępne modele dla dorosłych i dzieci
- Płaska membrana
- Do użycia w izolacji lub w sytuacjach, w których wymagane są uniwersalne środki ostrożności
- Wykonano bez użycia lateksu naturalnego



17461	Jednorazowy stetoskop Uniscope z pojedynczą plastikową głowicą (membrana internistyczna)
17462P	Jednorazowy stetoskop Uniscope z pojedynczą plastikową głowicą (membrana pediatryczna)




Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku KleenSpec®

Zapewnia oszczędność czasu, eliminuje koszty sterylizacji i pomaga zmniejszyć ryzyko zakażeń krzyżowych.

- Przezroczysty akryl umożliwia pełną wizualizację kanału pochwy
- Szeroka, ergonomiczna rękojeść jest lepiej wyważona, co ułatwia manewrowanie podczas badania
- Dostępny w szerokim zakresie rozmiarów dla wszystkich grup pacjentek
- Rękojeści firmy Welch Allyn są oznaczone kolorami
- Gładkie wzierniki akrylowe nie przycinają i nie zakleszczają tkanki, zwiększając komfort pacjentek
- Mocny uchwyt i jarzmo zaprojektowane tak, aby były bardziej elastyczne niż tanie zamienniki

590XS	Jednorazowy wziernik ginekologiczny KleenSpec 590, bardzo mały (96 szt. w opakowaniu)
59000	Jednorazowy wziernik ginekologiczny KleenSpec 590, mały (96 szt. w opakowaniu)
59004	Jednorazowy wziernik ginekologiczny KleenSpec 590, duży (72 szt. w opakowaniu)
59001	Jednorazowy wziernik ginekologiczny KleenSpec 590, średni (96 szt. w opakowaniu)



Jednorazowy wziernik ginekologiczny KleenSpec® z odprowadzeniem dymu

Jednorazowy wziernik ginekologiczny z odprowadzeniem dymu podczas zabiegów elektrochirurgicznych.

- Obsługa jedną ręką pozwala na dowolne ustawienia i zablokowanie ustawienia wziernika
- Ergonomiczna rękojeść jest doskonale wyważona, co ułatwia manewrowanie podczas badania
- Mocny uchwyt i jarzmo są bardziej elastyczne niż tanie zamienniki
- Gładkie wzierniki akrylowe nie przycinają i nie zakleszczają tkanki, zwiększając komfort pacjentek
- Przezroczysty akryl umożliwia pełną wizualizację kanału pochwy
- Dostępny w szerokim zakresie rozmiarów dla wszystkich grup pacjentek
- Do stosowania z bezprzewodowym lub przewodowym systemem iluminacji
- Rękojeści firmy Welch Allyn są oznaczone kolorami

59005	Jednorazowy wziernik ginekologiczny KleenSpec z serii 590 z odprowadzeniem dymu, mały (48 szt. w opakowaniu)
59006	Jednorazowy wziernik ginekologiczny KleenSpec z serii 590 z odprowadzeniem dymu, średni (48 szt. w opakowaniu)



Bezprzewodowy system iluminacji KleenSpec®

Lampa zabiegowa Green Series 600 — zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach i wyposażona w funkcję kontrolowania natężenia strumienia światła. Lampa GS 600 wyposażona jest w trzy białe diody LED w szerokiej czaszy ze zintegrowanym uchwytem ułatwiającym manewrowanie

- Zaawansowany system iluminacji z lampą LED poprawia wizualizację badanego obszaru, zapewniając jaśniejsze oświetlenie
- Oświetlenie bez przewodów utrudniających badanie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie oświetlenia po umieszczeniu iluminatora w rękojeści wziernika / wyjęciu go z rękojeści

80015	Kompletny iluminator bezprzewodowy KleenSpec ze stacją ładującą, wtyczki w standardzie UE i UK
80000	Iluminator bezprzewodowy KleenSpec
74015	Stacja ładująca KleenSpec, wtyczki w standardzie UE i UK
59010	Jednorazowa osłona do bezprzewodowego systemu iluminacji KleenSpec



Oświetlenie medyczne

Lampy medyczne Green Series™ (GS) firmy Welch Allyn zapewniają jaśniejsze, bielsze światło, jednocześnie zużywając mniej energii niż tradycyjne lampy halogenowe.



NACIŚNIJ TUTAJ
LUB ZESKANUJ, ABY
ODWIEDZIĆ STRONĘ



Lampa diagnostyczna Green Series™ IV

Pojedyncze, jasne światło LED, które zapewnia moc 3-krotnie większą od typowych halogenów i zużywa mniej energii, co korzystnie wpływa na bilans placówki.

- Dwukrotnie dłuższy światłowod umożliwia badanie bez przeszkód w polu diagnostycznym
- Bardzo elastyczny przewód zapewniający łatwe manewrowanie usprawnia badanie pacjentów
- Niezwykła dokładność i wierne odwzorowanie koloru tkanek z trzykrotnie większą intensywnością światła niż w przypadku lamp halogenowych
- Ograniczenie zajmowanej powierzchni podłogi dzięki wielu opcjom montażu, w tym na stole badań
- Bezdotykowy przycisk włączania/wyłączania ogranicza ryzyko przenoszenia zakażeń

48812 (UE), 48814 (UK)	Lampa ogólnodiagnostyczna GS IV z mocowaniem do montażu na stole/ścianie
48950	Mobilny stojak do lampy diagnostycznej GS IV
52640	Jednorazowe osłonki lampy GS IV (25 szt./opak., 5 opakowań w kartonie)



Lampa ogólnodiagnostyczna Green Series™ 300

Lampa diagnostyczna GS 300 z pojedynczą białą, jasną żarówką z diodami LED, która nigdy nie wymaga wymiany, zapewnia bielsze, jaśniejsze światło niż lampy halogenowe i zużywa mniej energii, co zwiększa wydajność w placówce.

- Intensywne natężenie światła bez nagrzewania opracowane z myślą o poprawie jakości badań pacjentów
- Łatwy montaż i czyszczenie zwiększają wydajność i zadowolenie personelu
- Standaryzacja i niezawodność w przystępnej cenie
- Bezdotykowy przycisk włączania/wyłączania ogranicza ryzyko przenoszenia zakażeń
- Ograniczenie zajmowanej powierzchni podłogi dzięki wielu opcjom montażu
- Żywotność żarówki LED wynosząca 50 000 godzin gwarantuje maksymalny zwrot z inwestycji

44452 (UE), 44454 (UK)	Lampa ogólnodiagnostyczna GS 300 z przenośnym stojakiem
44412 (UE), 44414 (UK)	Lampa ogólnodiagnostyczna GS 300 z mocowaniem do montażu na stole/ścianie
48960	Trwały i wysoki stojak mobilny, 91 cm



Lampa do drobnych zabiegów Green Series™ 600

Lampa zabiegowa Green Series 600 — zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach i wyposażona w funkcję kontrolowania natężenia strumienia światła. Lampa GS 600 wyposażona jest w trzy białe diody LED w szerokiej czaszy ze zintegrowanym uchwytem ułatwiającym manewrowanie.

- Łatwy montaż i czyszczenie zwiększają wydajność i zadowolenie personelu
- Bezdotykowe sterowanie intensywnością i mocą oświetlenia pomaga zmniejszyć ryzyko przenoszenia zakażeń
- Standaryzacja dzięki wytrzymałym, ergonomicznym, trwałym i wydajnym źródłom światła
- Dostępna jednorazowa osłona, która pomaga zmniejszyć ryzyko przenoszenia zakażeń

44602 (UE), 44604 (UK)	Lampa do drobnych zabiegów GS 600 z mobilnym stojakiem
44612 (UE), 44614 (UK)	Lampa do małych zabiegów GS 600 Minor z elementem umożliwiającym montaż na stole/ścianie
48960	Trwały i wysoki stojak mobilny, 91 cm
52630	Jednorazowe osłonki lampy GS 600 (50 szt./opakowanie, 5 opakowań w kartonie)



Lampa zabiegowa Green Series™ 900

Wyposażona w sześć diod LED o kontrolowanym natężeniu światła lampa zabiegowa Green Series 900, charakteryzująca się wyjątkową trwałością, manewrowością oraz niezrównaną jakością pola świetlnego, jest przeznaczona do stosowania w najbardziej rygorystycznych warunkach medycznych i umożliwia wiele opcji montażu.

- Sześć białych diod LED zapewnia maksymalne, równomierne oświetlenie obszaru zabiegu
- Żywotność żarówki LED wynosząca 50 000 godzin gwarantuje maksymalny zwrot z inwestycji
- Bezdotykowe sterowanie intensywnością i mocą oświetlenia pomaga zmniejszyć ryzyko przenoszenia zakażeń
- Liczne opcje montażu, w tym sufitowego, ograniczają zajmowaną powierzchnię podłogi
- Dostępna jednorazowa osłona, która pomaga zmniejszyć ryzyko przenoszenia zakażeń
- Standaryzacja dzięki wytrzymałym, ergonomicznym, trwałym i wydajnym źródłom światła

44902 (UE), 44904 (UK)	Lampa zabiegowa GS 900 z przenośnym stojakiem
44900-C	Lampa zabiegowa GS 900 z elementem do montażu na suficie
44900-W	Lampa zabiegowa GS 900 z elementem do montażu na ścianie
52630	Jednorazowe osłony lampy GS 900 (50 szt./opakowanie, 5 opakowań w kartonie)



Dane techniczne modeli GS

Dane techniczne	Lampa diagnostyczna GS IV	Lampa ogólnodiagnostyczna GS 300	Lampa do drobnych zabiegów GS 600	Lampa zabiegowa GS 900
Luksy (przy odległości roboczej)	12500	15000	45000	50000
Odległość robocza (cm)	40	50	50	100
Rozmiar pola świetlnego (cm)	10-25	14	14	17,5
Temperatura barwowa (Kelviny)	5500	5500	5500	5500



Usługi SmartCare™

Programy usług gwarancyjnych SmartCare™

SmartCare™ Prevention	SmartCare™ Response	SmartCare™ Complete
Obejmuje przegląd profilaktyczny wykonywany na miejscu lub w centrum serwisowym Hillrom*	Obejmuje naprawy wykonywane na miejscu lub w centrum serwisowym Hillrom*	Obejmuje przegląd profilaktyczny i naprawy wykonywane na miejscu lub w centrum serwisowym Hillrom*

* Nie wszystkie produkty można naprawić na miejscu. W przypadku gdy wykonanie naprawy nie miejscu nie będzie możliwe, dostępne będzie urządzenie do wypożyczenia lub wymiany.


	Standardowa gwarancja	Prevention	Response	Complete
Usługi naprawy fabrycznej	●		●	●
Aktualizacje oprogramowania			●*	●*
System zdalnego wsparcia technicznego	●		●	●
Czas naprawy fabrycznej			5 dni	5 dni
Części zamienne OEM	●		●	●
Użyczenie sprzętu zastępczego (tylko naprawa)			●	●
Bezpłatna wysyłka (w trybie przyspieszonym)	●		●	●
Priorytetowe wsparcie telefoniczne			●	●
Usługi profilaktyczne (coroczna kalibracja)		●		●
Usługi naprawy na miejscu	●*		●	●

* Dotyczy tylko systemów XScribe

Programy usług łączności SmartCare™

	SmartCare™ Connect Basic ¹	SmartCare™ Connect Full	SmartCare™ Connect Premium ²
ŚWIADCZENIE USŁUG			
Gwarancja czasu sprawności	95%	98%	99%
PRACA			
Zdalna diagnostyka i naprawy	✓	✓	✓
Czas odpowiedzi	Kolejny dzień roboczy	4 godz.	2 godz.
Wsparcie techniczne na miejscu	—	—	✓ ³
CENTRUM SERWISOWE			
Wsparcie telefoniczne	✓	✓	✓
Priorytetowa linia wsparcia	—	✓	✓
DODATKOWE LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE			
Licencja na zdalne zarządzanie SmartCare™ ⁴ (tylko Vital Signs)	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
CYKL UŻYTKOWANIA			
Aktualizacje oprogramowania Middleware	✓	✓	✓
Aktualizacje oprogramowania Middleware	—	—	✓
DODATKOWE USŁUGI			
Zmiany mapy interfejsu elektronicznej dokumentacji pacjenta	—	1/rok	2/rok
Wsparcie na serwerze testowym	—	✓	✓

¹ Pakiet SmartCare Connect Basic jest dostępny tylko dla NCE, ELI-Link i ELI-Link DICOM ² Pakiet SmartCare Connect Premium jest dostępny tylko na wybranych rynkach ³ Pierwsza odpowiedź jest zawsze zdalna ⁴ Licencja SmartCare Remote Management jest dołączona do wersji Plus trzech pakietów: SmartCare Basic Plus, SmartCare Full Plus i SmartCare Premium Plus. Pakiet jest dostępny tylko dla klientów firmy Vital Signs Solutions.



NACIŚNIJ TUTAJ
LUB ZESKANUJ, ABY
ODWIEDZIĆ STRONĘ





Hillrom™

O FIRMIE HILLROM

Hillrom to światowy lider w dziedzinie technologii medycznych. Nasz liczący 10 000 pracowników zespół ma jeden cel: poprawę wyników leczenia pacjentów oraz warunków pracy personelu medycznego poprzez rozwój zintegrowanych procesów opieki. Każdego dnia z naszych innowacyjnych rozwiązań korzysta ponad 7 milionów pacjentów na całym świecie.

Umożliwiają one szybsze diagnozowanie oraz leczenie, zwiększają skuteczność zabiegów, przyspieszają rekonwalescencję, jednocześnie upraszczając procesy komunikacji w warunkach klinicznych i przenosząc opiekę nad pacjentem bliżej domu. Osiągamy to, oferując inteligentne łóżka, podnośniki, technologie monitorowania pacjentów, narzędzia ułatwiające pracę personelu medycznego, systemy terapii oddechowej, zaawansowane wyposażenie sal operacyjnych oraz wiele innych rozwiązań zapewniających sprawne zarządzanie informacjami w czasie rzeczywistym w miejscu opieki. Więcej informacji na stronie internetowej hillrom.com.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem handlowym firmy Hillrom.

hillrom.com

Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co Meath, C15 AW22, Irlandia

Niniejszy katalog produktów zawiera informacje na temat produktów i funkcji oferowanych przez firmę Welch Allyn. Dodażyliśmy wszelkich starań, aby były one prawidłowe. Firma Welch Allyn nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy ani nieoczekiwane nieprawidłowości. Wszystkie wyroby medyczne firmy Welch Allyn przedstawione w tym katalogu, które są obecnie sprzedawane w UE/EOG, są wyrobami medycznymi posiadającymi oznaczenie CE informujące o ich zgodności ze stosownymi dyrektywami. Firma Hill-Rom zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami bezpiecznej i prawidłowej obsługi zawartymi w dokumentacji dołączonej do urządzeń medycznych. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie i konserwację tych urządzeń medycznych ponosi personel placówek służby zdrowia. Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy produktów.

© 2022 Welch Allyn, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. APR363001-PL-EMEA-r1 29-MAJ-2023 POLISH – EMEA



Data zatwierdzenia 01.2024- PL-FLC108-240001

Baxter, Hillrom to znaki towarowe firmy Baxter International Inc.

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczowskiego 8, 00-380 Warszawa
+48 22 488 37 77 +48 22 488 37 70
www.baxter.com.pl