



Stół operacyjny TS7500
z kolumną stacjonarną
i blatem Carbon Spine

Karbonowy blat do chirurgii kręgosłupa Carbon Spine

ZOPTYMALIZUJ PRZEPŁYW PRACY W CHIRURGII KRĘGOSŁUPA

LEPSZY DOSTĘP DO PACJENTA PODCZAS ZABIEGU

Ergonomiczny i elastyczny, karbonowy blat do stołu operacyjnego TS7500 firmy Baxter umożliwia wykonywanie skomplikowanych zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii kręgosłupa.

- Optymalny dostęp operacyjny do pacjenta dzięki niskiej pozycji blatu stołu
- Zapewnione wsparcie dla pacjentów z różną budową ciała dzięki elastycznemu stosowaniu specjalnych komponentów pozycjonujących i podkładek.
- Bezpieczne i ergonomiczne przenoszenie pacjenta.

Karbonowy blat do stołu operacyjnego Carbon Spine dopasowuje się do budowy ciała pacjenta, zapewniając pozytywne rezultaty kliniczne.

BEZPIECZNY, ERGONOMICZNY I ELASTYCZNY

Pełna przezierność w zakresie 360°

Zwiększone możliwości obrazowania śródoperacyjnego dzięki obszarowi przezierności o długości 1 640 mm, zarówno w standardowym jak i odwróconym ułożeniu pacjenta.



Zaawansowane możliwości pozycjonowania pacjenta

Elastyczne pozycjonowanie poszczególnych podkładek, komponentów i akcesoriów dopasowanych do różnej budowy ciała pacjenta.



Chirurgia ogólna i specjalistyczna

Jednokolumnowy stół TS7500 z szeroką gamą blatów operacyjnych pozwala przekształcić salę operacyjną, umożliwiając wykonywanie zabiegów z zakresu różnych specjalności chirurgicznych



DANE TECHNICZNE

Nr produktu # 2065423

Wymiary (dł. x szer.) ramy karbonowej 2050 mm x 432 mm

Zakres wysokości stołu z kolumną stacjonarną 620 mm - 1170 mm

Obszar przezierności Kolumna stacjonarna: 1640 mm x 432 mm
Kolumna mobilna: 1440 mm x 432 mm

Przesunięcie wzdłużne Kolumna stacjonarna: 800 mm
Kolumna mobilna: 600 mm

Pozycja Trendelenburga/odwrócona pozycja Trendelenburga $\pm 20^\circ$

Nachylenie $\pm 15^\circ$

Dopuszczalna masa ciała pacjenta 225 kg

Szybkość przesunięcia wzdłużnego 80 mm/s

Waga netto około 95 kg

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Baxter.

baxter.com.pl

INFORMACJE O WYROBACH MEDYCZNYCH
HILLROM DOSTĘPNE W FORMIE KODU QR:



Karbonowy blat do stołu operacyjnego Spine jest przeznaczony do stosowania przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny. Niniejszy wyrób medyczny jest produktem podlegającym regulacjom prawnym, który zgodnie z takimi regulacjami posiada oznaczenie CE. Firma Baxter zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i prawidłowego użytkowania znajdującymi się w dokumentach dołączonych do wyrobu medycznego. Personel placówek ochrony zdrowotnej jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i konserwację przedstawionych wyrobów medycznych. Firma Baxter zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach wyrobów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Baxter, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy wyrobów. Baxter Medical Systems GmbH + Co.KG.

Baxter i Hillrom stanowią znaki towarowe Baxter International Inc. lub jej spółek zależnych.

Data zatwierdzenia materiału: październik 2024.

Numer materiału: PL-CS69-240001 (v. 1.0)

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
+48 22 488 37 77 +48 22 488 37 70
www.baxter.com.pl