




STÓŁ OPERACYJNY TS7000DV PRZEDFINIOWANIE POZYCJONOWANIA PACJENTA W SYSTEMIE CHIRURGICZNYM **DA VINCI®**

Stół operacyjny TS7000dV:

- Jest kompatybilny z robotem chirurgicznym da Vinci Xi i jednocześnie może być wykorzystywany do wykonywania różnych zabiegów operacyjnych z zakresu wszystkich specjalizacji chirurgicznych
- Pozwala na synchronizację ruchu z systemem da Vinci Xi, zapewniając możliwość zmiany położenia ciała pacjenta w trakcie zabiegu.
- Charakteryzuje się dużym zakresem ruchu i wysoką nośnością w każdym położeniu.



Iso centered motion: połączenie pozycji Trendelenburga lub rewersTrendelenburga i przesuwu wzdłużnego.

ZINTEGROWANY UKŁAD RUCHU

Zintegrowany układ ruchu umożliwia robotowi chirurgicznemu da Vinci Xi połączenie ze stołem operacyjnym TS 7000dV, dzięki czemu pacjent może być dynamicznie pozycjonowany w trakcie zabiegu. Dzięki temu członkowie zespołu chirurgicznego mogą w wydajny sposób zajmować się pacjentem i wykorzystywać grawitację do odsunięcia organów wewnętrznych w celu zapewnienia optymalnej ekspozycji i dostępu do docelowych struktur anatomicznych.



DYNAMICZNY DOSTĘP I EKSPOZYCJA

Grawitacja pomaga w ekspozycji narządów, maksymalizacji zasięgu i uzyskaniu dostępu do tkanek pod idealnym kątem.



WYDAJNOŚĆ PRZEPŁYWU PRACY W KAŻDYM PRZYPADKU

Oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu konieczności rozłączania. Skraca to czas zabiegu i umożliwia śródoperacyjne odciążenie ciała pacjenta w pozycji leżącej.



PŁYNNA INTEGRACJA Z PRECYZYJNĄ INFORMACJĄ ZWROTNĄ

System da Vinci Xi łączy się ze stołem operacyjnym TS7000dV bezprzewodowo, wysyłając informacje zwrotne do członków zespołu operacyjnego dotyczące ustawień kątów stołu.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Baxter.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WYROBU MEDYCZNEGO TRUSYSTEM 7000DV DOSTĘPNA W FORMACIE QR:



da Vinci I da Vinci Xi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Intuitive Surgical, Inc. Stół operacyjny TS7000DV jest przeznaczony do stosowania przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny. Niniejszy wyrób medyczny jest produktem podlegającym regulacjom prawnym, który zgodnie z takimi regulacjami posiada oznaczenie CE. Firma Baxter zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i prawidłowego użytkowania znajdującymi się w dokumentach dołączonych do wyrobu medycznego. Personel placówek ochrony zdrowia jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i konserwację przedstawionych wyrobów medycznych. Firma Baxter zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach wyrobów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Baxter, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy wyrobów. Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG

Baxter i Hillrom stanowią znaki towarowe Baxter International Inc. lub jej spółek zależnych.

Data zatwierdzenia materiału: październik 2024
Numer materiału: PL-CS84-240001(v1.0)

Baxter

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
+48 22 488 37 77 +48 22 488 37 70
www.baxter.com.pl